


Premilene® Mesh

Tradycyjna siatka polipropylenowa do zaopatrywania przepuklin

Opis

Premilene® Mesh to niewchłaniałna, monofilamentowa siatka wykonana z polipropylenu do operacji naprawczych przepuklin oraz rekonstrukcji klatki piersiowej. Włókna monofilamentowe tworzą elastyczną i mocną strukturę siatki. Premilene® Mesh charakteryzuje się nadzwyczajną elastycznością, dlatego adaptuje się doskonale do wewnątrzbrzusznych napięć i ruchów pacjenta. Zaawansowana technika umożliwia docinanie siatki, bez efektu strzępienia. Transparentność siatki zapewnia odpowiednią widoczność znajdujących się pod nią tkanek podczas implantacji.



Wskazania:

- Przepukliny pachwinowe (chirurgia klasyczna, np. Lichtenstein)
- Przepukliny pachwinowe (laparoscopia, TAPP, TEP)
- Przepukliny pooperacyjne
- Ubytki powięzi
- Rekonstrukcja powłok jamy brzusznej
- Profilaktyka w zakresie przepuklin pooperacyjnych
- Rekonstrukcja klatki piersiowej




Właściwości:

- Szybki proces gojenia i przerost tkanki
- Cienka struktura siatki
- Doskonała transparentność
- Wyjątkowa poręczność
- Biokompatybilność

Premilene® Mesh

Charakterystyka produktu:

Skład chemiczny	Polipropylen
Struktura	Tkany monofilament
Kolor	Biały/ Transparentny
Absorpcja	Niewchłaniałna
Waga	82 g/m ²
Grubość	0,48 mm
Wielkość porów	0.8 mm
Sterylizacja	Tlenek etylenu

Rozmiar	Ilość / Opakowanie	Nr katalogowy	Kształt
3 x 10 cm	5 sztuk	1064305	
5 x 10 cm	5 sztuk	1064315	
5 x 30 cm	5 sztuk	1064445	
7.5 x 15 cm	5 sztuk	1064425	
10 x 15 cm	5 sztuk	1064495	
26 x 36 cm	5 sztuk	1064465	
7.5 x 7.5 cm	5 sztuk	1064415	
15 x 15 cm	5 sztuk	1064435	
30 x 30 cm	5 sztuk	1064455	
4.5 x 10 cm	5 sztuk	1064385	Siatka z otworem na powróżek nasienny
6 x 14 cm	5 sztuk	1064375	
4.5 x 9.5 cm	5 sztuk	1064325	Siatka z otworem na powróżek nasienny
6 x 12.5 cm	5 sztuk	1064335	
4.5 x 10 cm	5 sztuk	1064345	Siatka fabrycznie ukształtowana
6 x 14 cm	5 sztuk	1064365	
10 x 15 cm	5 sztuk	1064535L	Siatka nacięta lewostronna
10 x 15 cm	5 sztuk	1064545R	Siatka nacięta prawostronna
8 x 12 cm	5 sztuk	1064395	Siatka przecięta