

Optilene® Mesh LP


Ultra- lekka siatka idealna do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych

Opis

Optilene® Mesh LP to ultra- lekka niewchłaniałna, monofilamentowa siatka, wykonana z polipropylenu, wyjątkowo biokompatybilna. Reakcja na ciało obce jest znacząco zredukowana dzięki strukturze siatki. Idealnie dopasowuje się do struktury anatomicznej, dzięki optymalnej elastyczności i adaptuje się do ruchów pacjenta, zapewniając komfort leczenia. Transparentność siatki umożliwia odpowiednią widoczność znajdujących się pod nią tkanek podczas implantacji.

Wskazania:

- Przepukliny pachwinowe (chirurgia klasyczna, np. Lichtenstein)
- Przepukliny pachwinowe (laparoscopia, TAPP, TEP)
- Przepukliny brzuszne, pooperacyjne, pępkowe (chirurgia klasyczna, Onlay, Inlay, Sublay)
- Ubytki powięzi
- Rekonstrukcja powłok jamy brzusznej
- Rekonstrukcja klatki piersiowej








Właściwości:

- Ultra- lekka struktura polipropylenu
- Szybki przerost tkanek
- Delikatna, cienka i elastyczna
- Zapewnia komfort leczenia
- Transparentność
- Bezpieczeństwo- zapewnia odpowiednie wsparcie
- Mniejsza ilość ciała obcego minimalizuje ból chroniczny

Optilene® Mesh LP

Charakterystyka produktu:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Skład chemiczny | Polipropylen |
| Struktura | Tkany monofilament |
| Kolor | Biały/ Transparentny |
| Absorpcja | Niewchłaniałna |
| Waga | 36 g/m ² |
| Grubość | 0,39 mm |
| Wielkość porów | 1.0 mm |
| Sterylizacja | Tienek etylenu |

| Rozmiar | Ilość/ Opakowanie | Nr katalogowy | Kształt |
|--------------|-------------------|---------------|--|
| 5 x 10 cm | 5 sztuk | 1064735 |  |
| 7.5 x 15 cm | 5 sztuk | 1064715 | |
| 10 x 15 cm | 5 sztuk | 1064725 | |
| 15 x 20 cm | 5 sztuk | 1064855 | |
| 6 x 35 cm | 5 sztuk | 1064865 | |
| 8 x 35 cm | 5 sztuk | 1064875 | |
| 10 x 35 cm | 5 sztuk | 1064885 | |
| 7.5 x 7.5 cm | 5 sztuk | 1064755 |  |
| 15 x 15 cm | 5 sztuk | 1064705 | |
| 20 x 20 cm | 5 sztuk | 1064895 | |
| 4.5 x 10 cm | 5 sztuk | 1064765 | Siatka z otworem na powróżek nasienny  |
| 6 x 14 cm | 5 sztuk | 1064775 | |
| 6 x 12.5 cm | 5 sztuk | 1064835 | Siatka z otworem na powróżek nasienny  |
| 4.5 x 10 cm | 5 sztuk | 1064825 | Siatka fabrycznie ukształtowana  |
| 6 x 14 cm | 5 sztuk | 1064845 | |