


# Dafilon®

## Szwy niewchłaniające

### Opis

Dafilon® jest syntetycznym, niewchłaniającym szwem monofilamentowym, wykonanym z polimeru Poliamidu 6/66 (barwionym na niebiesko), Poliamidu 6.6 (barwionym na czarno) oraz Poliamidu 6 (bezbarwnego). Dafilon® niebieski oraz bezbarwny są wskazane w zamykaniu ran powierzchniowych i chirurgii plastycznej. Dafilon® niebieski jest również stosowany w neurochirurgii. Dafilon® czarny jest używany w mikrochirurgii i okulistyce.



### Wskazania:


- Szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
- Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
- Mikrochirurgia
- Okulistyka
- Neurochirurgia





### Cechy i korzyści:










- Giętki- łatwy w manipulowaniu i wiązaniu
- Gładkość przejścia przez tkanki- brak traumatyzacji tkanki
- Idealna zgodność tkankowa









# Dafilon®


### Charakterystyka produktu:

Struktura	Monofilament
	
Kolor	Niebieski, Czarny, Bezbarwny
Skład chemiczny	Poliamid
Powleczenie	Niepowlekany
Materiał	Syntetyczny
Rozmiary	USP 11/0- USP 2
Absorpcja	Niewchłaniający
Sterylizacja	Promienie Gamma Tlenek etylenu (mikrochirurgia 7/0 do 11/0)







Igła		Szew	Grubość szwu USP; metryczna									
kąt	długość mm		średnica mikrony	długość cm	11/0	10/0	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0
			kolor	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	
1/2 koła igła okrągła mikro												
180°	<b>HRm 8</b> 	7,8 mm 140μ	15 czarny				G1118030					
3/8 koła igła okrągła mikro												
135°	<b>DRm 3</b> 	3,8 mm 50μ	5 15 czarny	G1118064	G1117041							
135°	<b>DRm 4</b> 	4,0 mm 70μ	10 czarny	G1118080	G1118099							
135°	<b>DRm 4s</b> 	4,0 mm 140μ	10 czarny			G1118137						
135°	<b>DRm 5</b> 	5,0 mm 100μ	15 czarny		G1118110	G1111434						
135°	<b>DRm 6</b> 	6,4 mm 140μ	15 czarny		G1118013	G1118161	G1118170					
3/8 koła igła okrągła mikro z krótkim tnącym końcem												
135°	<b>DRCm 3</b> 	3,5 mm 100μ	15 czarny		G1118048							
135°	<b>DRCm 5</b> 	5,0 mm 100μ	15 czarny			G1111140						
igła progresywnie zakrzywiona okrągła mikro												
110°	<b>PRm 4</b> 	4,0 mm 70μ	8 czarny		G1118463							
100/90°	<b>PRm 5</b> 	5,0 mm 100μ	13 czarny			G1118471						
100/95°	<b>PRm 6</b> 	6,4 mm 140μ	15 czarny				G1118390					

Igła			Szew	Grubość szwu USP; metryczna							
kąt	długość mm	średnica mikrony	długość cm kolor	11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
igła progresywnie zakrzywiona okrągła mikro z krótkim tnącym końcem											
100/90°	<b>PRCm 5</b> 	5,0 mm 100μ	8 13 czarny		G1118412				G1118420		
100/90°	<b>2xPRCm 5</b> 	5,0 mm 100μ	3 czarny		G1118447						
1/2 koła igła mikrolancetowata											
160°	<b>HLm 6</b> 	5,6 mm 150μ	15 30 czarny		G1118625 G1118641				G1118633 G1118650		
160°	<b>2xHLm 6</b> 	5,6 mm 150μ	30 czarny		G1118609				G1118617		
175°	<b>2xHLm 8</b> 	8,0 mm 200μ	30 czarny		G1118737						
3/8 koła igła mikrolancetowata											
135°	<b>DLm 4</b> 	4,0 mm 125μ	15 czarny	G1110012	G1110020						
140°	<b>DLm 5</b> 	4,9 mm 150μ	15 30 czarny		G1118684 G1118838						
140°	<b>2xDLm 5</b> 	4,9 mm 150μ	30 czarny		G1118862						
140°	<b>DLm 6</b> 	6,1 mm 150μ	7 15 30 czarny		G1118331 G1118722 G1118749				G1118730 G1118757		

Igła			Szew	Grubość szwu USP; metryczna								
kąt	długość mm	średnica mikrony		długość cm	11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
3/8 koła igła mikrolacetowata												
140°	<b>2xDLm 6</b> 	6,1 mm 150μ	5 30 czarny		G1118706	G1118714		G1118668				
137°	<b>DLm 6s</b> 	6,6 mm 200μ	15 45 czarny		G1118781	G1118790		G1118579 G1118854				
137°	<b>2xDLm 6s</b> 	6,6 mm 200μ	30 45 czarny		G1118765	G1118773		G1111248				
igła progresywnie zakrzywiona mikrolacetowata												
90/50°	<b>2xPLm 5</b> 	4,8 mm 150μ	20 czarny		G1111922							
Zestaw szwów do operacji zaćmy												
Dafilon® 140°	<b>DLm 6</b> 	6,1 mm 150μ	15 czarny		G1117955							
Silkam® 135°	<b>DS 12</b> 	12 mm 430μ	45 czarny									G1117955
Dafilon® 137°	<b>DLm 6s</b> 	6,1 mm 200μ	15 czarny		G1117947							
Silkam® 135°	<b>DS 12</b> 	12 mm 430μ	45 czarny									G1117947



Zestaw do operacji zaćmy

kąt	Igła		Szew	Grubość szwu USP; metryczna								
	dlugość mm	średnica mikrony		dlugość cm	11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
1/4 koła igła lancetowata o zakończeniu Micro-point												
90°	VLM 8 	330μ	20 czarny								C0970008	
90°	2xVLM 8 	330μ	45 niebieski								C0938106	
3/8 koła igła okrągła mikro												
135°	DRm 3 	3,8 mm 50μ	15 czarny	G1117033								
135°	DRm 4 	4,0 mm 70μ	10 15 czarny		G1118188 G1117092							
135°	DRm 5 	5,0 mm 100μ	15 czarny		G1118196	G1118200						
135°	DRm 6 	6,4 mm 140μ	15 czarny				G1118226					























## Idealne rozwiązanie dla:






- Prowadzenia badań naukowych
- Celów szkoleniowych

## Lab Pack









- Niejałowe szwy do mikrochirurgii
- 12 szwów w układzie wygodnym do użycia
- Pełen asortyment igieł do mikrochirurgii (50 - 140 mikronów)
- Łatwe do przechowywania i użycia.













Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>1/2 koła igła odwrotnie tnąca</b>									
	45 niebieski	C0936028				C0935410			
	45 75 90 niebieski			C0932876	C0932884		C0932863 C0932873		
	45 75 90 niebieski		C0934406			C0932957	C0935964 C0934968		
	75 90 niebieski				C0934003	C0934011	C0934020	C0935034 C0934038	
	90 niebieski					C0934054		C0934046	
	90 niebieski							C0932787	
	75 90 niebieski							C0932620 C0932604	
<b>1/2 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro- point – plastyczna/ kosmetyczna</b>									
	45 niebieski					C0935418			
<b>3/8 koła igła odwrotnie tnąca</b>									
	45 60 75 niebieski	C0932060 C0935042 C0934061	C0932078 C0935050 C0934070	C0932086 C0935069					
	45 60 75 niebieski	C0932116 C0932108	C0932124 C0935123	C0932132 C0935131	C0932140 C0935107				

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>3/8 koła igła odwrotnie tnąca</b>									
<b>DS 19</b> 	45		C0932191	C0932205	C0932213	C0932221	C0935181		
	75		C0935190	C0935204	C0935212				
	90		C0935255	C0935220	C0935239	C0935247			
niebieski									
<b>DS 24</b> 	45			C0932345	C0932353	C0932361			
	75			C0935344	C0935352	C0935360	C0935379		
	90			C0935310	C0935328	C0935336			
niebieski									
<b>DS 30</b> 	45				C0932469	C0932477	C0932485	C0932493	
	75			C0932450	C0935468	C0935476	C0935484	C0935492	
	90				C0934410	C0935522	C0934391	C0934429	
niebieski									
<b>DS 35</b> 	75					C0932809		C0930095	
	90				C0934780	C0934801	C0934810	C0934836	
niebieski									
<b>DS 39</b> 	45					C0932545			
	75			C0932531	C0932540	C0932558	C0932566	C0932574	
	90					C0934569	C0934573	C0934577	C0934579
niebieski									
<b>DS 45</b> 	100					C0935859			
niebieski									
<b>DS 48</b> 	90					C0932784			
	100							C0934224	
niebieski									
<b>DS 60</b> 	100					B0935905	B0935913	B0935915	
niebieski									
<b>DS 76</b> 	100					C0932280			
niebieski									
<b>DS 90</b> 	100					C0934917	C0934909	C0934925	C0934933
3x50								G0930182	
niebieski									

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>igła prosta odwrotnie tnąca</b>									
<b>GS 51</b> 	90 niebieski			C0935590	C0935603	C0935611	C0935565	C0935573	
<b>GS 60</b> 	75 90 niebieski			C0932647	C0932655 C0934658	C0932663 C0934690			
<b>GS 65</b> 	90 niebieski			C0935557					
<b>GS 75</b> 	75 niebieski						C0932710		
<b>igła prosta okrągła</b>									
<b>2xGR 65</b> 	75 90 niebieski					C0938505	B0932730		B0930192



Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>3/8 koła igła okrągła</b>									
 DR 12	75 niebieski		C0931071						
 DR 22	75 niebieski			C0935285	C0935294				
<b>3/8 koła igła odwrótnie tnąca z zakończeniem Micro- point – plastyczna/ kosmetyczna</b>									
 DSMP 11	45 niebieski	C0936022	C0936014						
	45 bezbarny	C0916122							
 DSMP 13	45 niebieski	C0936081	C0936090	C0936103					
	45 bezbarny		C0916133	C0916134					
 DSMP 16	45 niebieski	C0936146	C0936154	C0936162					
	75 niebieski	C0936143	C0936650						
	45 bezbarny		C0916143	C0916144					
 DSMP 19	45 niebieski		C0936227	C0936235	C0936243				
	75 niebieski			C0936731	C0936740				
	45 bezbarny			C0916154	C0916155				
 DSMP 24	45 niebieski				C0936316	C0936324			
	75 niebieski			C0936839	C0936812	C0936820			
	45 bezbarny				C0916165				
 DSMP 39	75 niebieski					C0934570			

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
HR 10 	45 niebieski		C0930786						
2xHR 17 	75 niebieski	C0938248							
HR 22 	75 niebieski			C0930210					
2xHR 26 	75 niebieski			C0935677					
HR 30 	100 niebieski					C0930601			
HR 30 	150 niebieski	pętla					C0933490		
HR 37 	75 niebieski				C0930701				
HR 40 	100 niebieski						C0934828	B0935549	
HR 40s 	75 100 niebieski					C0935747		B0935743	
HR 40 	150 niebieski	pętla					C0934534		
HR 48 	100 niebieski							B0935727	
HR 48 	150 niebieski	pętla					C0933589	B0933570	

## Podwiązki

	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
Nici przycięte									
	3x45 niebieski			C0436275					
	6x45 niebieski	B0436532	B0436533	B0436534	B0436535	B0436536	B0436537	B0436538	B0436540
	6x60 niebieski			B0436500			B0436503	B0436504	
	2x100 niebieski	C0431249	C0431257	C0431265	C0431273	C0431290	C0431303		
Szpulki z podwiązkami									
	1x250 niebieski		G0436005						