

Lyostypt®

Środek do miejscowej hemostazy

Opis

Lyostypt® wykonany jest z naturalnych wchłaniających włókien kolagenowych. Dzięki urozmaiconej powierzchni struktura włókien zapewnia doskonałe warunki do łączenia się ze sobą płytek krwi, a dzięki temu wspomaga proces krzepnięcia.

Wskazania:

Włókna kolagenowe do hemostazy Lyostypt® mają zastosowanie we wszelkich dziedzinach chirurgii w przypadku:

- Krwawień kapilarnych
- Krwotoków z ran sączących
- W przypadkach miejscowej hemostazy w zabiegach hemodializy
- Krwotoków mięszsowych

Zalety:

- Absorpcja po około 3 tygodniach
- Mniejsza utrata krwi oraz czasu dzięki szybkiej i skutecznej hemostazie
- Mniejsza ilość materiału potrzebnego do przeprowadzenia zabiegu, dzięki dobrej wchłaniałości
- Duża zgodność z krwawiącymi tkankami
- Może być stosowany jako materiał nośny dla antybiotyków lub środków krzepnięcia
- Nie przylega do rękawic i instrumentów chirurgicznych



Rozmiar	Ilość sztuk/ Opakowanie	Numer katalogowy
3 x 5 cm	12 sztuk	1069128
5 x 8 cm	6 sztuk	1069152
10 x 12 cm	4 sztuki	1069209
5 x 30 cm	4 sztuki	1069306