

Wosk Kostny / Wosk Kostny w sztyfcie

Do mechanicznej hemostazy w przypadku krwawienia z kości

Opis

Wosk Kostny jest sterylną mieszaniną wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) do hamowania krwawienia z kości.

Płatek wosku: może być formowany i aplikowany po uprzednim „rozgrzaniu go w rękach”.

Format sztyftu: może być nakładany bezpośrednio na krwawiącą powierzchnię.

Wskazania:

Wosk Kostny jest przeznaczony do mechanicznej hemostazy w tkance kostnej w:

- Neurochirurgii
- Ortopedii i traumatologii
- Chirurgii klatki piersiowej
- Stomatologii, chirurgii twarzowo- szczękowej

Zalety:

Format płatka:

- Miękki, łatwy do formowania i aplikacji „ciepłem ręki”
- Łatwy w stosowaniu dzięki praktycznej, przezroczystej podwójnej saszetce (opakowanie typu Peel-Pack)

Format sztyftu:

- Łatwiejsza poręczność
- Praktyczny format szminki



Format	Ilość sztuk/ Opakowanie	Numer katalogowy
Płatek	24 sztuki 2,95 g	1029754
Sztyft	12 sztuk 3,15 g	1029755