

# Manipler® AZ

## Stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry

### Opis

Zszywacz do skóry Manipler® AZ umożliwia szybkie zamknięcie rany z przeznaczeniem do wszelkich zabiegów chirurgicznych. Zapewnia bezpieczeństwo zamykania ran, zmniejszając ryzyko wystąpienia ewentualnych komplikacji po zabiegu.

### Wskazania:

Szycie skóry w następujących zakresach:

- Chirurgia ogólna
- Ortopedia
- Ginekologia
- Chirurgia klatki piersiowej
- Urologia

### Cechy i korzyści:

#### Lekka konstrukcja

- Posiada właściwości dobrze wyważonego instrumentu chirurgicznego

#### Wysoka jakość

- Zapewnia solidne, trwale i niezawodne wykonanie zabiegu

#### Smukły uchwyt

- Zapewnia doskonałą widoczność pola operacyjnego i umożliwia łatwe manipulowanie instrumentu bez efektu zmęczenia dłoni

#### Unikalne zagięcie końcówki

- Umożliwia dokładną obserwację pola operacyjnego i zamykaniej rany, zapewniając precyzyjne umieszczenie zszywek

#### Możliwość zakładania zszywek pod kątem

- Opcja zakładania zszywek z uwzględnieniem różnej grubości skóry

#### Ekonomiczność

- Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek
- Precyzyjne zamknięcie zszywkami minimalizuje ewentualność powstania blizny



Uchwyt wygięty pod optymalnym kątem

Kąt wygięcia zszywacza zapewnia dobrą widoczność brzegów zamykanej rany



Automatyczne podawanie zszywek

Zszywki są wysuwane precyzyjnie, co umożliwia szybkie zamknięcie rany i skraca czas trwania zabiegu



Prostokątny kształt zszywek

Zapewnia wiele korzyści, w tym optymalne zamknięcie rany i trwałość połączenia



Łatwy w obsłudze

Wysoki profil zszywek ułatwia ich usuwanie

Opis produktu	Informacja nt. zszywek				Wymiary zszywki	Ilość szt./opakowanie	Numer katalogowy
	Typ	Ilość	Powłoczenie	Grubość			
Manipler® AZ	Szeroka	35	Teflon	0,58mm		6	783 100