



Kompresy włókninowe

niesterylne

Opis produktu:

Gotowe do użycia kompresy włókninowe, z bardzo chłonnej, przyjemnej dla skóry oraz szczególnie miękkiej włókniny, 65% wiskoza i 35% poliester. Stosowane do chirurgicznego, inwazyjnego opatrywania ran i pochłaniania wydzielin z ran. Nadają się do sterylizacji przy - A 134°C

<u>REF</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>Szt./Opak.</u>	<u>Opak./Karton</u>
21210	5 x 5 cm, 4 warstwy	100 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
21220	7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy	100 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
21230	10 x 10 cm, 4 warstwy	100 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
21240	10 x 20 cm, 4 warstwy	100 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
21480	10 x 10cm, 4 warstwy	100 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
21260	5 x 5 cm, 6 warstw	100 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
21270	7,5 x 7,5 cm, 6 warstw	100 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
21280	10 x 10 cm, 6 warstw	100 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
21290	10 x 20 cm, 6 warstw	100 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton

Materiał:

65% wiskoza
35% poliester

Zapewnienie jakości:

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG
DIN EN 14079; DIN ISO17665-1

Klasyfikacja:

Produkt medyczny Klasy II a reguła 7

Kolor:

biały

okres ważności:

5 lat

Zastosowanie:

Do chirurgicznego, inwazyjnego opatrywania ran.

Oznaczenie CE:

na każdym poziomie opakowań

Gęstość:

30gr., 40gr.

Na państwa życzenie można zamówić kompresy o różnej gęstości, wielkości i ilości warstw.

