



## Kompresy włókninowe

sterylne, 6 warstwowe

### Opis produktu:

Gotowe do użycia kompresy włókninowe, z bardzo chłonnej, przyjemnej dla skóry oraz szczególnie miękkiej włókniny, 65% wiskoza i 35% poliester. Stosowane do chirurgicznego, inwazyjnego opatrywania ran i pochłaniania wydzielin z ran.

<u>REF</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>Szt./Opak.</u>	<u>Opak./Karton</u>
25215	5 x 5 cm	25 x 2 Szt. / Opak.	84 Opak. / Karton
25225	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Szt. / Opak.	60 Opak. / Karton
25235	10 x 10 cm	25 x 2 Szt. / Opak.	40 Opak. / Karton
25245	10 x 20 cm	25 x 2 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
25216	5 x 5 cm	40 x 5 Szt. / Opak.	27 Opak. / Karton
25226	7,5 x 7,5 cm	50 x 5 Szt. / Opak.	18 Opak. / Karton
25236	10 x 10 cm	40 x 5 Szt. / Opak.	10 Opak. / Karton

### Warstwy:

6 warstwowe

### Kolor:

biały

### Zastosowanie:

Do użytku zewnętrznego

### Zapewnienie jakości:

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG  
DIN EN 14079; DIN ISO17665-1

### Haltbarkeit:

5 Jahre

### Oznaczenie CE:

na każdym poziomie opakowań

### Klasyfikacja:

Produkt medyczny Klasy I

### Materiał:

65% wiskoza  
35% poliester

### Gęstość:

30gr., 40gr.

*Na państwa życzenie można zamówić kompresy o różnej gęstości, wielkości i ilości warstw.*

