


# MaiMed® - plast Classic



## Plaster z opatrunkiem

## do zewnętrznego pokrywania ran

### Opis przedmiotu

Tradycyjny plaster z opatrunkiem, niesterylny, sztywny w kolorze skóry. Wykonany z tkaniny taftowej, opatrunek pokryty siateczką nie przywierającą do rany. Przylepiec pokryty klejem z dodatkiem tlenku cynku zwiększającym przyczepność. Do zewnętrznego pokrywania ran.

<u>REF</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>Szt. / Opak.</u>	<u>Opak. / Karton</u>
77310	4 cm x 5 m	1 Szt. / Opak.	60 Opak. / Karton
77320	6 cm x 5 m	1 Szt. / Opak.	42 Opak. / Karton
77330	8 cm x 5 m	1 Szt. / Opak.	36 Opak. / Karton
77310A	4 cm x 1 m	100 Szt. / Opak.	2 Opak. / Karton
77320A	6 cm x 1 m	100 Szt. / Opak.	2 Opak. / Karton
77330A	8 cm x 1 m	100 Szt. / Opak.	2 Opak. / Karton

### Zastosowanie

Do zewnętrznego opatrywania małych ran, skaleczeń, otarć.

### Oznaczenie CE

Na każdym poziomie opakowań

### Zapewnienie jakości

Dyrektywa 93/42/EWG wraz z zmianami Dyrektywy 2007/47/EWG

### Klasyfikacja

Wyrób medyczny Klasy I

### Okres ważności

5 Lat

