


MaiMed® - plast Elastic



Plaster z opatrunkiem

do zewnętrznego pokrywania ran

Opis produktu

Tradycyjny plaster z opatrunkiem, niesterylny, sztywny w kolorze skóry. Wykonany z tkaniny taftowej, opatrunek pokryty siateczką nie przywierającą do rany. Przylepiec pokryty klejem z dodatkiem tlenku cynku zwiększającym przyczepność. Do zewnętrznego pokrywania ran.

REF

77340
77350
77360

Rozmiar

4 cm x 5 m
6 cm x 5 m
8 cm x 5 m

Szt. / Opak.

1 Stck. / Box
1 Stck. / Box
1 Stck. / Box

Opak, / Karton

60 Box / Karton
42 Box / Karton
36 Box / Karton

Zastosowanie

Do zewnętrznego opatrywania małych ran, otarć, skleczeń.

Oznaczenie CE

na każdym poziomie opakowań

Zapewnienie jakości

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami Dyrektywy 2007/42/EWG

Klasyfikacja

Wyrób medyczny klasy I

Okres ważności

5 Lat

