



Opaska mocująca, elastyczna

zwinęta w rolkę, niesterylna

Opis produktu

Kohezyjny elastyczny bandaż utrwalający, 2-krotnie lepszy efekt klejenia, biały.

Z mikropunktową powłoką z lateksu.

Skład: 36 % Bawełna, 36 % Wiskoza, 28% Poliamid

Rozciągliwość ok. 100 %

<u>REF</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>Opak. / Karton</u>
61162	4 cm x 20 m	22 Opak. / Karton
61172	6 cm x 20 m	16 Opak. / Karton
61182	8 cm x 20 m	12 Opak. / Karton
61192	10 cm x 20 m	10 Opak. / Karton
61160	12 cm x 20 m	10 Opak. / Karton
61156	4 cm x 4 m	72 Opak. / Karton
61157	6 cm x 4 m	72 Opak. / Karton
61158	8 cm x 4 m	72 Opak. / Karton
61292	10 cm x 4 m	36 Opak. / Karton
61159	12 cm x 4 m	36 Opak. / Karton

Zapewnienie jakości

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG
DIN EN 14079

Oznaczenie CE

na każdym poziomie opak.

Okres ważności

5 Lat

Zastosowanie

Do wszelkiego rodzaju utrwalania. Produkt medyczny Klasy I

Klasyfikacja

Produkt medyczny Klasy I

Materiał

36 % Bawełna
36 % Wiskoza
28 % Poliamid

Kolor

Biały

