


# MaiMed<sup>®</sup>- MK steril Röko



**Kompresy z gazy, sterylne**

**z nitką kontrastującą RTG**

## Opis artykułu:

Gotowe do użycia kompresy z gazy bawełnianej, 100% bawełna. Do chirurgicznego inwazyjnego opatrywania ran oraz pochłaniania wydzielin z ran. Brzegi kompresów są podwijane, co zapobiega strzępieniu się nitek. Nitka kontrastująca RTG ułatwia identyfikację wyrobu w polu operacyjnym.

## Materiał:

Gaza bawełniana 17nitek 100% Bawełna  
DIN EN 14079

## Kolor:

biały

## Gęstość:

17-nitek: 23,0 g/m<sup>2</sup>

## Okres ważności:

5 Lat

## Zapewnienie jakości:

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG  
DIN EN 14079; DIN ISO17665-1

## Oznaczenie CE:

na każdym poziomie opakowań

## Zastosowanie:

Do użytku zewnętrznego.

## Rozmiar

5cm x 5cm  
7,5cm x 7,5cm  
10cm x 10cm  
10 x 12,5 cm  
10cm x 20cm

## Szt./Opak.

100 Szt./Opak.  
100 Szt./Opak.  
100 Szt./Opak.  
100 Szt./Opak.  
100 Szt./Opak.

## Opak./Karton

10 Opak./Karton  
10 Opak./Karton  
10 Opak./Karton  
8 Opak./Karton  
5 Opak./Karton


## Warstwy:


8-warstw, 12-warstw, 16-warstw, 24-warstw, 32-warstw

*Na państwa życzenie można zamówić kompresy o różnej gęstości, wielkości i ilości warstw.*

## Klasyfikacja:

Produkt medyczny Klasy II a reguła 7



 MaiMed GmbH, 29643 Neuenkirchen  
+49 (0) 5195 9707-0, [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)