



Czepek włókninowy

lekki i oddychający



Opis produktu

Czepek z włókniny polipropylenowej w kształcie beretu. Lekki i oddychający, przepuszcza powietrze i temperaturę. Nadaje się do celów HACCP. Do użycia jako nakrycie głowy w szpitalach i przemyśle spożywczym. Sterylizowany tlenkiem etylenu i promieniami gamma.

Materiał

Haube: Polypropylen-Spinnvlies
Saum: elastyczne, bezlateksowe gumki

Wymiary

Średnica: 52 cm ± 10 mm
Średnica krawędzi: 42 cm ± 2 mm

Kształt

w kształcie beretu

Kolor

biały / zielony / niebieski



75507 / 75509 / 75024

Pakowanie

100 sztuk w woreczku foliowym
10 woreczków foliowych w kartonie

Klasyfikacja

Wyrób medyczny klasy II a reguła 7

Zapewnienie jakości

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG
DIN EN 14079; DIN ISO17665-1

Zastosowanie

Do użytku zewnętrznego

