



Przylepiec na rolce

Opis przedmiotu

Przylepiec z białej porowatej włókniny, niesterylny, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek. Pokryty klejem akrylowym redukującym ryzyko wystąpienia podrażnień. Hypoalergiczny. Do mocowania opatrunków, drenów, rurek, przewodów oraz urządzeń.

<u>REF</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>Szt. / Opak.</u>	<u>Opak. / Karton</u>
77175	1,25 cm x 9,1 m	24 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton
77180	2,50 cm x 9,1 m	12 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton
77185	5,00 cm x 9,1 m	6 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton
77190	7,50 cm x 9,1 m	4 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton

Zastosowanie

Do mocowania opatrunków, drenów, rurek, przewodów oraz urządzeń.

Oznaczenie CE

Na każdym poziomie opakowań

Zapewnienie jakości

Dyrektywa 93/42/EWG wraz z zmianami Dyrektywy 2007/47/EWG

Klasyfikacja

Wyrób medyczny Klasy I

Okres ważności

5 Lat

