



## Przylepiec na rolce

### Opis przedmiotu

Przylepiec z tkaniny wiskozowej w kolorze skóry, niesterylny, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek. Pokryty klejem kauczukowy z dodatkiem tlenku cynku zwiększającym przyczepność. Do mocowania opatrunków, drenów, rurek, przewodów oraz urządzeń.

<u>REF</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>Szt. / Opak.</u>	<u>Opak. / Karton</u>
77145	1,25 cm x 9,1 m	24 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton
77150	2,50 cm x 9,1 m	12 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton
77155	5,00 cm x 9,1 m	6 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton

### Zastosowanie

Do mocowania opatrunków, drenów, rurek, przewodów oraz urządzeń.

### Oznaczenie CE

Na każdym poziomie opakowań

### Zapewnienie jakości

Dyrektywa 93/42/EWG wraz z zmianami Dyrektywy 2007/47/EWG

### Klasyfikacja

Wyrób medyczny Klasy I

### Okres ważności

5 Lat

