



Przylepiec na rolce

do mocowania opatrunków

Opis przedmiotu

Przylepiec z przezroczystej folii, perforowany, niesterylny, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek. Pokryty klejem akrylowym redukującym ryzyko wystąpienia podrażnień. Do mocowania opatrunków, drenów, rurek, przewodów oraz urządzeń.

<u>REF</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>Szt. / Opak.</u>	<u>Opak. / Karton</u>
77205	1,25 cm x 9,1 m	24 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton
77210	2,50 cm x 9,1 m	12 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton
77215	5,00 cm x 9,1 m	6 Szt. / Opak.	24 Opak. / Karton

Zastosowanie

Do mocowania opatrunków, drenów, rurek, przewodów oraz urządzeń.

Oznaczenie CE

Na każdym poziomie opakowań

Zapewnienie jakości

Dyrektywa 93/42/EWG wraz z zmianami Dyrektywy 2007/47/EWG

Klasyfikacja

Wyrób medyczny Klasy I

Okres ważności

5 Lat

