



Kompresy włókninowe

sterylne, 4 warstwowe

Opis produktu:

Gotowe do użycia kompresy włókninowe, z bardzo chłonnej, przyjemnej dla skóry oraz szczególnie miękkiej włókniny, 65% wiskoza i 35% poliester. Stosowane do chirurgicznego, inwazyjnego opatrywania ran i pochłaniania wydzielin z ran.

<u>REF</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>Szt./Opak.</u>	<u>Opak./Karton</u>
25210	5 x 5 cm	25 x 2 Szt. / Opak.	84 Opak. / Karton
25220	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Szt. / Opak.	60 Opak. / Karton
25230	10 x 10 cm	25 x 2 Szt. / Opak.	40 Opak. / Karton
25240	10 x 20 cm	25 x 2 Szt. / Opak.	20 Opak. / Karton
25211	5 x 5 cm	50 x 5 Szt. / Opak.	27 Opak. / Karton
25221	7,5 x 7,5 cm	50 x 5 Szt. / Opak.	18 Opak. / Karton
25231	10 x 10 cm	50 x 5 Szt. / Opak.	10 Opak. / Karton
25224	7,5 x 7,5 cm	20 x 5 Szt. / Opak.	45 Opak. / Karton
25232	10 x 10 cm	25 x 10 Szt. / Opak.	10 Opak. / Karton

Warstwy:

4 warstwowe

Kolor:

biały

Zastosowanie:

Do chirurgicznego inwazyjnego opatrywania ran.

Zapewnienie jakości:

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG
DIN EN 14079; DIN ISO17665-1

Okres ważności:

5 lat

Oznaczenie CE:

na każdym poziomie opakowań

Klasyfikacja:

Produkt medyczny Klasy II a reguła 7

Materiał:

65% wiskoza
35% poliester

Gęstość:

30gr., 40gr.

Na państwa życzenie można zamówić kompresy o różnej gęstości, wielkości i ilości warstw.

