


MaiMed[®] Zahnwatterollen



Waleczki stomatologiczne

niesterylne

Opis produktu:

Gotowe do użycia waleczki stomatologiczne z gazy opatrunkowej, bielone bez użycia chloru. Długość 40 mm. Do użycia jako materiał chłonny.

<u>Oznaczenie</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>REF</u>	<u>Opak. - Zawart.</u>	<u>Opak. / VE</u>
Rozmiar 1	Ø 8 mm	72382	300 g	60
Rozmiar 2	Ø 10 mm	72383	300 g	60
Rozmiar 3	Ø 12 mm	72384	300 g	30
Rozmiar 4	Ø 14 mm	72385	300 g	5

Klasyfikacja

Produkt medyczny Klasy I

Zapewnienie jakości

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG
DIN EN 14079; DIN ISO17665-1

Oznaczenie CE

na każdym poziomie opakowań

Zastosowanie

Do użytku zewnętrznego.

Okres ważności

5 lat

Kolor:

biały

