



MaiMed[®] - Einmalrasierer



Maszynka jednorazowa

niesterylna

Opis produktu

Gotowa do użycia jednorazowa maszynka do golenia, niesterylna, nierdzewna. Dostępna z pojedynczym i podwójnym ostrzem. Do golenia przed zabiegami medycznymi.

<u>REF</u>	<u>Typ</u>	<u>Rozmiar</u>	<u>Opak.-Zawart.</u>	<u>Opak./ Karton</u>
75190	Jednor. masz. z jed. ostrzem	wielk. jedn.	100 Szt. / Opak.	10 Opak. / Karton
75195	Jednor. masz. z dw. ostrzami	wielk. jedn.	100 Szt. / Opak.	10 Opak. / Karton

Oznaczenie CE

na każdym poziomie opakowań

Okres ważności

5 Lat

Zapewnienie jakości

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG
DIN EN 14079; DIN ISO17665-1

Klasyfikacja

Wyrób medyczny klasy II a
reguła 7

Zastosowanie

Do golenia przed zabiegami medycznymi.

