


MaiMed[®] - Flex Plus PF bezpudrowe



Jednorazowe rękawiczki lateksowe

bezpudrowe, teksturowane

Opis przedmiotu

Jednorazowe rękawice lateksowe, wykonane w 100% z czystego, naturalnego kauczuku, sterylne. Teksturowana powierzchnia zapewnia dobry chwyt suchych i wilgotnych przedmiotów. Anatomiczne wyprofilowanie gwarantuje najwyższy komfort noszenia. Rękawice są wykończone rolowanym mankietem. Bezpudrowe rękawiczki skutecznie zmniejszają ryzyko alergii. Rękawiczki nie zawierają takich składników jak: tiuramy, benzotiazole, tiomoczniki.

Właściwości fizyczne

badanie odporności (test wodą)

zgodne z AQL 1,0

Wytrzymałość na rozciąganie (średnie wartości)

**nowe 19,7 N
po czasie 14,1 N**

Rozciągliwość (średnie wartości)

**nowe 939 %
po czasie 873 %**

Określenie zawartości białek

**< 43 µg/g- metoda pomiaru:
Standard testu ASTM D 5712**

Zastosowanie

MaiMed-Flex Plus PF są odpowiednie do stosowania w chirurgii inwazyjnej.

Zapewnienie jakości

MaiMed-Flex Plus PF spełniają wymagania EN 455 1, 2, 3
Oznaczenie CE-na każdym poziomie opakowań
Klasyfikacja CE: Klasa Is

Wymiary (średnie wartości)

Rozmiar 6	REF: 74650	długość: 245 mm, szerokość: 81 mm
Rozmiar 6½	REF: 74655	długość: 245 mm, szerokość: 85 mm
Rozmiar 7	REF: 74660	długość: 245 mm, szerokość: 92 mm
Rozmiar 7½	REF: 74665	długość: 245 mm, szerokość: 98 mm
Rozmiar 8	REF: 74670	długość: 245 mm, szerokość: 105 mm
Rozmiar 8½	REF: 74675	długość: 245 mm, szerokość: 110 mm
Rozmiar 9	REF: 74680	długość: 245 mm, szerokość: 114 mm

Grubość ścianki (średnie wartości)

mankiet	0,18 mm
dłoń	0,22 mm
palec	0,24 mm

Okres ważności

5 lat

Magazynowanie

W suchym i wolnym od zapylenia miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Pakowanie

1 Para/ Opakowanie
50 Par/ Pudełko

