

Gelita

Środek do miejscowej hemostazy

Opis

Gelita wykonana jest z czystej żelatyny i jest całkowicie wchłanialna. Efekt hemostatyczny uzyskiwany jest dzięki szybkiemu przyleganiu płytek krwi do powierzchni gąbczastej.

Proces naturalnego krzepnięcia krwi następuje w krótkim okresie czasu. Czas wchłaniania około 3 tygodnie.

Wskazania:

Do wypełniania pustych przestrzeni i kontroli krwawienia w:

- Stomatologii i chirurgii szczękowej
- Chirurgii klatki piersiowej
- Odontologii

Zastosowanie w przypadku krwawień żylnych– włosowatych i miąższowych w przypadku, kiedy techniki szewne lub podwiązywanie jest niemożliwe w:

- Ortopedii
- Ginekologii
- Chirurgii naczyniowej
- Chirurgii ogólnej
- Urologii
- Neurochirurgii



Zalety:

- Doskonała wchłanialność
- Zgodność tkankowa

Rozmiar	Ilość sztuk/ Opakowanie	Numer katalogowy
1 x 1 x 1 cm	10 sztuk	2070014
1 x 1 x 1 cm	50 sztuk	2070103
1.5 x 1.5 x 1 cm	50 sztuk	2070154
8 x 2 x 1 cm	10 sztuk	2070707
8 x 5 x 1 cm	10 sztuk	2070600