


MaiMed[®]- MK unsteril



Kompresy z gazy

niesterylne

Opis artykułu:

Gotowe do użycia kompresy z gazy bawełnianej, 100% bawełna. Do chirurgicznego inwazyjnego opatrywania ran oraz pochłaniania wydzielin z ran. Brzegi kompresów są podwijane, co zapobiega strzępieniu się nitki.

MaiMed-MK niesterylne nadają się do sterylizacji przy - A 134°C.

Materiał:

Gaza bawełniana 13-nitek 100% Bawełna
Gaza bawełniana 17-nitek 100% Bawełna
Gaza bawełniana 20-nitek 100% Bawełna
DIN EN 14079

Kolor:

biały

Gęstość:

13-nitek: 17,0 g/m²
17-nitek: 23,0 g/m²
20-nitek: 27,0 g/m²

Okres ważności:

5 Lat

Zapewnienie jakości:

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG
DIN EN 14079

Oznaczenie CE:

na każdym poziomie opakowań

Zastosowanie:

Do chirurgicznego, inwazyjnego opatrywania ran i pochłaniania wydzielin.

Rozmiar

5cm x 5cm
7,5cm x 7,5cm
10cm x 10cm
10 x 12,5 cm
10cm x 20cm

Szt./Opak.

100 Szt./Opak.
100 Szt./Opak.
100 Szt./Opak.
100 Szt./Opak.
100 Szt./Opak.

Opak./Karton

10 Opak./Karton
10 Opak./Karton
10 Opak./Karton
8 Opak./Karton
5 Opak./Karton


Warstwy:

8-warstw, 12-warstw, 16-warstw, 24-warstw, 32-warstw

Na państwa życzenie można zamówić kompresy z różną gęstością, wielkością i ilością warstw.

Klasyfikacja:

Produkt medyczny Klasy II a reguła 7



MaiMed GmbH, 29643 Neuenkirchen
+49 (0) 5195 9707-0, www.MaiMed.de