



# GOLEM

## Seria GOLEM 6 do badań

### Seria GOLEM 6 do badań Wyposażenie standardowe:

- schodek pacjenta nasuwany na podstawę fotela szt 1;
- uchylna miska szt 1;
- podpórki pod ręce pacjenta 1 para;
- podpórki podudzia typu Goepela lub strzemiona 1 para;
- wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców szt 1;
- stacjonarna podstawa stopki z możliwością poziomowania;
- regulacja funkcji elek-mech za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę;
- możliwość wyboru z 20 kolorów pokrycia fotela;

W tej serii dostępne są 4 modele:



Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja segmentu siedzenia	Programator pozycji badań i zabiegów
<b>GOLEM 6P do badań</b>	Stała wysokość 800mm	Manualna sprężyna gazowa 0-80°	-----	-----
<b>GOLEM 6 do badań</b> 	Elektromechaniczna 640-940mm	Manualna sprężyna gazowa 0-80°	-----	-----
<b>GOLEM 6E do badań</b>	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	-----	-----
<b>GOLEM 6ET do badań</b>	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	Elektromechaniczna 0-30°	Programator (pamięć) 3 pozycji ustawienia fotela

### Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla fotela

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- stalowa tacka narzędziowa wysuwana spod siedziska;
- regulacja panel nożny na przewodzie zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja nożna;
- dodatkowy segment nożny nakładany manualnie;
- miska z odpływem;
- miska z odpływem i wiadrem;
- uchwyt do kolposkopu;
- lampa LED na 0,5m wyginanym ramieniu;
- dodatkowa para podpórek typu Goepela lub strzemion;
- stolik zabiegowy II półkowy zintegrowany z fotelem;

#### Dostępne wyposażenie dodatkowe



Kółka  
średnica  
75mm  
z hamulcami



Sterowanie  
nożny  
przewodowy  
panel sterujący



Wysuwana spod  
siedziska tacka  
narzędziowa  
ze stali  
nierdzewnej



Lampa  
halogenowa lub  
LED mocowana  
na sztycy  
podpórki podudzia  
lub strzemienia



Sterowanie  
kablowy  
pilot ręczny



Dodatkowy  
4 segment nożny  
dla uzyskania  
pozycji leżącej



Uchwyt do  
kolposkopu:  
Optomic,  
Zeiss,  
Laisegang



Miska z  
odpływem  
i wiadrem