



# GOLEM

## Fotel ginekologiczno-urologiczny GOLEM F1

### Wyposażenie standardowe:

#### Ustawienia elektromechaniczne uzyskiwane za pomocą kablowego pilota ręcznego:

- regulacja wysokości elektromechaniczna w zakresie 670-970mm;
- regulacja segmentu głowy elektromechaniczna -20/+50°;
- regulacja segmentu pleców elektromechaniczna 0/+75°;
- regulacja do pozycji Trendelenburga elektromechaniczna 0-20°;
- regulacja segmentu nożnego elektromechaniczna ( wysuwanie z pod siedziska do pozycji horizontalnej)
- regulacja elektromechaniczna ustawienia podpórek typu Goepela lub podpórek pod stopy;
- możliwość programowania (programator) oraz realizacji 4 zapamiętanych pozycji fotela;



#### Ustawienia elektromechaniczne uzyskiwane za pomocą nożnego panelu sterującego:

- regulacja elektromechaniczna ustawienia podpórek typu Goepel-a;
- regulacja do pozycji Trendelenburga elektromechaniczna 0-20°;
- regulacja wysokości elektromechaniczna w zakresie 670-970mm;
- możliwość realizacji 2 zapamiętanych ( programator) pozycji fotela;

### Ustawienia Elektromechaniczne fotela

Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja do pozycji Trendelenburga	Regulacja segmentu głowy	Regulacja segmentu nożnego	Regulacja podpórek typu Goepela
<b>GOLEM F1</b>	Elektromechaniczna 670-970mm	Elektromechaniczna 0/+75°	Elektromechaniczna 0/+20°	Elektromechaniczna -20/+50°	Elektromechaniczna-wysuwanie spod siedziska do pozycji leżącej	Elektromechaniczna

## Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla fotela

- lampa LED na 0,5m wyginanym ramieniu;
- uchwyt do kolposkopu;
- para listew do akcesoriów na segmencie pleców;
- para listew do akcesoriów na odcinku siedzenia;
- dodatkowa para podpórek pod stopy lub podpórek typu Goepela;
- podpórka infuzyjna ręki;
- ekran anestezyjologiczny
- stojak kroplówki
- pas mocujący z uchwytem na listwę;



Poglądowe zdjęcia z instalacji różnych konfiguracji fotela GOLEM F1 poniżej



### Kolor fotela

Do Państwa wyboru pozostaje 8 kolorów ze wzornika premium oraz 20 kolorów ze wzornika podstawowego GOLEM . Wybór koloru blatów fotela nie wpływa na cenę sprzętu.