



## Fotel do chemioterapii oraz krwiodawstwa model GOLEM DIA P

Stała wysokość (560mm), nachylenie pozycji pacjenta od fotelowej do pozycji Trendelenburga regulowane za pomocą sprężyny gazowej;

Fotel osadzony na przejezdnej podstawie (kółka średnica 75mm z blokadą hamulcami)

Fotel wyposażony w stojak płynów infuzyjnych z możliwością przemieszczania z lewej strony fotela na prawą;

Nośność 150kg. Na wyposażeniu koszyk na ubranie pacjenta, wieszak na podkład w rolce, stojak kroplówki, uchwyt do prowadzenia fotela.

Uchylny stolik jest opcją dodatkową do fotela.



Dane Techniczne fotela DIA P

