

Monosyn®

Szwy wchłaniaalne

Opis


Monosyn® jest syntetycznym, monofilamentowym szwem o średnim okresie wchłaniania, wykonanym z glikonatu, dostępnym w kolorze bezbarwnym dla zamknięcia ran powierzchniowych oraz fioletowym dla pozostałych wskazań. Monosyn® gwarantuje doskonałe właściwości poręczności i pewność węzła, jest rekomendowany do zespożeń tkanek miękkich.

Właściwości:

- 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 13- 14 dniach od zaimplantowania
- Całkowita absorpcja masy szwu- 60-90 dni

Wskazania:

- Chirurgia żołądkowo- jelitowa
- Ginekologia/ położnictwo
- Urologia
- Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
- Szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
- Podwiązki












Cechy i korzyści:





- Wyższa początkowa wytrzymałość na rozciąganie
- Profil degradacji idealny dla tkanek miękkich
- Gładkość przejścia przez tkanki- ograniczenie traumatyzacji tkanki
- Doskonała giętkość i elastyczność szwu ułatwia manipulowanie szwem i wykonywanie węzłów podczas zabiegu











Monosyn®











Charakterystyka produktu:











Struktura	Monofilament
Kolor	Fioletowy lub Bezbarwny
Skład chemiczny	Glikonat (72% glikolid, 14% kaprolakton, 14% węglan trimetylenu)
Powleczenie	Niepowlekany
Materiał	Syntetyczny
Rozmiary	USP 7/0- USP 2
Zdolność podtrzymywania tkankowego	50% 13-14 dni po zaimplantowaniu
Absorpcja	60-90 dni (proces hydrolizy)
Sterylizacja	Tlenek etylenu






Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
1/2 koła igła okrągła									
 HR 13	45	C0022132							
	70 fioletowy			C0022007	C0022008	C0022009			
 HR 13b	70 fioletowy		C0022301						
 HR 17	70 fioletowy		C0022002	C0022003	C0022004	C0022005			
	70 bezbarwny						C0023006		
 HR 17 odczepiana	4x70 8x45 fioletowy			C0022160		M0022938	M0022939		
 2xHR 17	70 fioletowy			C0022803	C0022804	C0022805			
 HR 17b	70 fioletowy			C0022616	C0022688	C0022689			
 2xHR 17b	70 fioletowy				C0022626				
 HR 22	30					C0022017	C0022018		
	45		C0022412	C0022413					
	70 120 fioletowy				C0022014	C0022015 C0022519	C0022016 C0022520		
	70 bezbarwny						C0023016		
 HR 22 odczepiana	4x45 4x70 8x45 fioletowy				C0022510 C0022061 M0022695	C0022511 M0022696			









Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
1/2 koła igła okrągła									
 2xHR 22	70				C0022814	C0022815			
	90 fioletowy				C0022914	C0022915			
 HR 22b	70 fioletowy				C0022659	C0022660	C0022661		
 HR 22b odczepiana	8x45 fioletowy				M0022627	M0022628			
 2xHR 22b	70				C0022632	C0022639			
	90 fioletowy				C0022638				





Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
1/2 koła igła okrągła										
	30					C0022022	C0022023			
	70					C0022024	C0022025	C0022026	C0022027	C0022028
	90		C0022423	C0022422		C0022425	C0022426			
	fioletowy									
	70					C0023025				
	bezbarwny									
	4x45			C0022521	C0022522	C0022523				
	8x45			M0022260	M0022261					
odczepiana	fioletowy									
	70			C0022823	C0022835	C0022836				
	90			C0022824	C0022825	C0022826				
	fioletowy									
	90						C0022218			
	fioletowy									
	70									
	fioletowy			C0022643	C0022357	C0022358				
	70					C0022649	C0022654			
	90					C0022650				
	fioletowy									
	8x45					M0022645				
	8x70					M0022646				
odczepiana	fioletowy									
	70			C0022084	C0022085	C0022086	C0022087	C0022088	C0022089	
	90				C0022485	C0022486	C0022487	C0022488		
	fioletowy									
	70					C0022035	C0022036	C0022037	C0022038	
	fioletowy									
	70					C0022435	C0022436			
	90					C0022535	C0022536			
	fioletowy									











Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
 HR 37	70			C0022044	C0022045	C0022046	C0022047	C0022048	C0022049
	90 fioletowy				C0022445	C0022446	C0022447	C0022448	C0022449
 HR 37	70 bezbarny				C0023001				
	4x45 fioletowy						B0022543		
 HR 37s	90 fioletowy					C0022456	C0022457	C0022458	
	90 bezbarny					C0023456			
 HR 40s	70					C0022066	C0022067	C0022068	C0022069
	90 fioletowy					C0022466	C0022467	C0022468	C0022469
 HR 40s	4x45 fioletowy						B0022548		
	90					C0022076	C0022077	C0022078	C0022079
 HR 48	120							B0022578	
	140							B0022290	
 HR 48	150 fioletowy						B0022292		
	120 bezbarny							B0023478	
 HR 48	4x45 fioletowy							B0022554	
	90 fioletowy							B0022490	
 HR 60	90 fioletowy							B0022490	
	90							B0022493	
 HR 76	150 fioletowy								B0022494







Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła przeciwzakłuciowa									
 HRB 37s odczepiana	8x45 fioletowy						M0022287	M0022890	M0022891
 HRB 48 odczepiana	8x45 fioletowy						M0022880	M0022881	
3/8 koła igła okrągła									
 2xDR 8	45 fioletowy		C0022582						
 DR 12	70 fioletowy	C0022095	C0022096						
 DR 18	70 fioletowy		C0022093	C0022094					
 DR 18 pętla	30 fioletowy				C0022783				
 DR 22	30 70 120 fioletowy			C0022110 C0022129	C0022100 C0022112	C0022098 C0022113			
 DR 26	70 120 fioletowy				C0022117 C0022121	C0022118			
 DR 32	70 fioletowy				C0022101	C0022106	C0022125	C0022126	
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu tępym									
 DRN 64	90 fioletowy							B0022400	







Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
5/8 koła igła okrągła									
 FR 26	70 fioletowy				C0022619	C0022620	C0022621		
	70 bezbarwny				C0023622	C0023620			
 2xFR 26	70 fioletowy			C0022734	C0022735	C0022736			
	90 fioletowy				C0022727				
 FR 36	70 fioletowy				C0022635	C0022636	C0022637		
	70 bezbarwny						C0023618		
 2xFR 36	90 fioletowy				C0022729	C0022730			
 FR 40	70 fioletowy					C0022629	C0022630		












Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 HRT 13	70 fioletowy	C0022310	C0022311						
 HRT 17	70 fioletowy	C0022322	C0022323	C0022324	C0022325				
 2xHRT 22	90 fioletowy			C0022430					
 HRT 26	70 90 fioletowy			C0022304	C0022305	C0022306	C0022307		C0022508
 HRT 30	70 fioletowy					C0022336	C0022337		
 HRT 37	70 90 fioletowy					C0022316 C0022516	C0022317 C0022517	C0022318 C0022518	
 HRT 40	90 fioletowy						C0022527	C0022528	
 HRT 48	90 fioletowy						C0022332	C0022333	

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
DRT 18 	70 fioletowy		C0022343	C0022344					
DRT 22 	70 fioletowy			C0022354	C0022355				
DRT 26 	70 fioletowy				C0022365	C0022366			
DRT 32 	70 fioletowy					C0022376	C0022377	C0022378	

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła odwrótnie tnąca									
 HS 18	70 bezbarny		C0023263	C0023264					
 HS 23	70 bezbarny			C0023224	C0023225	C0023226			
 HS 26	70 fioletowy				C0022236	C0022237			
	70 bezbarny				C0023239	C0023240			
 HS 26s	70 fioletowy				C0022241	C0022242	C0022243		
	70 bezbarny							C0023230	
 HS 30	70 bezbarny					C0023250	C0023251		
 HS 37	70 bezbarny				C0023235	C0023236	C0023237	C0023238	
 HS 37s	70 90 fioletowy					C0022247	C0022248 C0022477	C0022249	
 HS 37ss	70 fioletowy					C0022256			
 HS 40	90 fioletowy								C0022269
	90 bezbarny						C0023247	C0023248	
 HS 48	90 bezbarny						C0023259	C0023258	

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła odwrotnie tnąca									
DS 12 	45	C0023102	C0023103						
	70 bezbarny	C0023412	C0023413	C0023414					
DS 16 	45	C0023562	C0023563	C0023303					
	70 bezbarny		C0023423	C0023424	C0023425				
	45		C0022419						
	70 fioletowy			C0022220					
DS 19 	45		C0023503	C0023204	C0023205				
	70 bezbarny		C0023403	C0023404	C0023405				
	45			C0022504					
	70 fioletowy			C0022204	C0022205				
DS 24 	70				C0022215	C0022216	C0022217		
	fioletowy								
	45			C0023114	C0023115	C0023116			
	70 90 bezbarny			C0023214	C0023215	C0023216	C0023181		
DS 30 	70					C0022231	C0022232	C0022233	
	fioletowy								
	45 70 bezbarny				C0023435	C0023436	C0023437		
DS 39 	70					C0023191			
bezbarny									

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
igła prosta odwrotnie tnąca									
GS 51 	70 bezbardwy			C0023279	C0023280	C0023281			
GS 60 	70 bezbardwy			C0023284	C0023285	C0023286			
igła prosta okrągła									
GR 19 	30 fioletowy			C0022410	C0022406				
2xGR 65 	70 fioletowy					C0022575			
igła okrągła typu „narta”									
SKR 19 	120 fioletowy				C0022714				
SKR 26 	30 120 fioletowy				C0022715 C0022717	C0022716 C0022718			

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
3/8 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro- point – plastyczna/ kosmetyczna									
DSMP 7 	45 bezbarny	C0023647							
DSMP 11 	45 bezbarny	C0023641	C0023642	C0023643					
	45 fioletowy			C0022602					
DSMP 13 	45 bezbarny	C0023601	C0023602	C0023603	C0023604				
	45 fioletowy			C0022433	C0022434				
DSMP 16 	45 70 bezbarny			C0023613	C0023614 C0023163				
	DSMP 16s 	45 bezbarny		C0023612					
DSMP 19 	45 70 bezbarny			C0023623	C0023624 C0023627	C0023625 C0023628			
	DSMP 24 	45 70 bezbarny				C0023634 C0023632	C0023633 C0023635	C0023637 C0023636	
DSMP 24s 		70 bezbarny				C0023638			
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
DRC 10 	70 fioletowy		C0022382						
DRC 12 	70 fioletowy			C0022403					
2xDRC 12 	70 fioletowy		C0022832						

Podwiązki

	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Nici przycięte									
	3x45 fioletowy				C0020005	C0020006	C0020007	C0020008	
	6x45 fioletowy			C0020014	C0020015	C0020016	C0020017	C0020018	
	6x45 bezbarwny					C0023811			
	5x70 fioletowy				C0020025	C0020026	C0020027	B0020028	
	1x140 fioletowy				C0020035	C0020036	C0020037	C0020038	
Szpulki z podwiązkami									
	1x250 fioletowy					G0020046	G0020047	G0020048	