

PremiCron®

Szwy niewchłaniające

Opis


PremiCron® jest syntetycznym, niewchłaniającym szwem plecionym, wykonanym z włókien poliestrowych. Szwy PremiCron® są powlekane jednolicie silikonem, w celu uzyskania właściwości gładkości powierzchni i lepszej poręczności szwu. PremiCron® dostępny jest w pojedynczych opakowaniach (1,2 szwy) lub opakowaniach typu Multipack (4,8 szwów) w kolorze zielonym lub białym.

Wskazania:

- Kardiologia (wymiana zastawki, plastyka pierścienia zastawki)
- Ortopedia
- Chirurgia naczyniowa
- Chirurgia żołądkowo- jelitowa
- Szybie nerwów


Cechy i korzyści:

- W szwach PremiCron® rdzeń otoczony jest kilkoma spoistymi splotami, natomiast zewnętrzną powierzchnię pokrywa silikonowa powłoka, co nadaje im wszelkie cechy niezbędne przy zabiegach implantacji sztucznego pierścienia zastawki
 - gładka powierzchnia i łatwość wiązania
 - łatwiejsza regulacja i zaciskanie węzłów
 - szczelne połączenie z zastawką




- Unikalna linia owalnych podkładek PTFE
 - lepsza adaptacja do anatomicznego kształtu zastawki serca
 - zapobieganie efektowi podnoszenia się krawędzi, charakterystycznego dla podkładek teflonowych
- Igły ze stali nierdzewnej 300 dla zwiększenia odporności na złamanie
 - szwy dostępne z igłami nowej generacji dedykowanymi do kardiologii- CV Pass oraz CV Pass Easyblack


















- nowe opakowanie typu RacePack® 








































PremiCron®

Charakterystyka produktu:















Struktura	Pleciona
	
Kolor	Zielony, Biały
Skład chemiczny	Poliester
Powleczenie	Silikon
Materiał	Syntetyczny
Rozmiary	USP 6/0- USP 5
Absorpcja	Niewchłaniający
Sterylicacja	DDP bez podkładek: Promienie Gamma DDP z podkładkami: Tlenek etylenu Multipack: Tlenek etylenu

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
CV Pass 	HR 10 45 zielony		C0026009	C0026010					
CV Pass 	2xHR 10 90 zielony		C2026792						
CV Pass 	2xHR 10f 75 zielony		C2026213						
CV Pass 	HR 13 45 75 zielony		C0026029	C0026030 C0026152	C0026032				
	HR 13 4x45 zielony	odczepiana		C0026477					
CV Pass 	2xHR 13 75 zielony		C2026843	C2026844	C2026845				
CV Pass 	HR 17 75 zielony		C0026003	C0026004	C0026005	C0026006			
	HR 17 4x45 zielony	odczepiana		C0026704	C0026740				
CV Pass 	2xHR 17 75 90 zielony			C2026804 C2026903	C2026806 C2026904	C2026905	C2026906		
	75 biały						C2027457		
CV Pass 	2xHR 17 4x75 8x75 zielony/biały						M0027088 M0027776		
CV Pass 	2xHR 17 8x75 zielony/biały						M0027775		
























T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
 2xHR 17 	 Podkładki T 3x3	4x75 zielony/biały						M0027764	
									
 2xHR 17b 	 Podkładki T 3x3	4x75 8x75 zielony/biały						M0027090 M0027119	
									
 2xHR 18 	 Podkładki T 3x3	8x75 zielony/biały						M0027178	
									
 2xHR 18 	 Podkładki T 6x3	8x75 zielony/biały						M0027184	
									
 2xHR 20 		8x75 zielony/biały						M0027707	
									
 2xHR 20 	 Podkładki T 3x3	8x75 zielony/biały						M0027953	
									
 2xHR 20 	 Podkładki T 6x3	4x75 8x75 zielony/biały						M0027905 M0027706	
									
 2xHR 20 	 Podkładki M 3x3	8x75 zielony/biały						M0027945	
									
 2xHR 20 	 Podkładki M 6x3	8x75 zielony/biały						M0027525	
									
 2xHR 20 		75 zielony						C0026907	
									
	 Podkładki T 6x3	75 biały						C0027010	










T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
CV Pass 	45 75 zielony			C0026024	C0026025	C0026026	C0026007		
CV Pass 	4x45 zielony						B0026729		
CV Pass 	 75 zielony			C2026735	C2026307	C2026733			
	 75 biały						C2027034		
CV Pass 	8x75 zielony/biały						M0027705		
MULTI PACK 	2x75 zielony/biały						B0027718		
CV Pass 	8x75 8x90 zielony/biały						M0027605 M0027704		
MULTI PACK 	Podkładki T 6x3								
CV Pass 	4x75 8x75 zielony/biały						M0027157 M0027169		
MULTI PACK 	Podkładki T 6x3								
CV Pass 	8x75 zielony/biały						M0027867		
MULTI PACK 	Podkładki M 6x3								
CV Pass 	90 zielony			C2026730	C2026731	C2026732			












T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej


















Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
 	 75 zielony						C2026598		
 	 8x75 zielony/biały						M0027232		
 	75 120 zielony			C0026014	C0026015 C0026002	C0026016	C0026017 C0026001	C0026018	
 	75 zielony					C0026052		C0026051	
 	4x45 zielony						B0026019		
 	4x75 zielony/biały								B0027148
 	4x45 zielony						B0026020		
 	 75 90 biały						C2027839 C2027816	C2027817	
	75 90 zielony			C2026814	C2026738 C2026815	C2026739 C2026816	C2026817		
 	4x75 zielony/biały						M0027700		
 	4x75 zielony						M0026225		

T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

















Igła długość mm	Szew długość cm kolor									
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
1/2 koła igła okrągła										
CV Pass MULTI PACK	2xHR 26 	8x75 8x90 zielony/biały					M0027715 M0027713			
CV Pass MULTI PACK	2xHR 26  Podkładki T 3x3	8x75 8x90 zielony/biały					M0027716 M0027717			
CV Pass	2xHR 26  Podkładki T 6x3	90 biały					C2027306			
CV Pass	2xHR 26 	4x75 4x90 8x75 8x90 zielony/biały					M0027714 M0027766 M0027712	M0027759		
MULTI PACK	 Podkładki T 6x3	8x90 zielony					M0026712			
CV Pass EasyBlock MULTI PACK	2xHR 26b  Podkładki T 6x3	4x75 8x75 zielony/biały					M0027187 M0027199			
CV Pass EasyBlock MULTI PACK	2xHR 26b 	4x75 zielony/biały					M0027186			
CV Pass	2xHR 26ss 	75 zielony								B0026325
CV Pass MULTI PACK	2xHR 27  Podkładki T 6x3	8x75 zielony/biały					M0027280			

T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
1/2 koła igła okrągła									
	75 zielony			C0026056	C0026057	C0026058	C0026059	C0026145	
	75 zielony				C0026036	C0026037	C0026038	C0026039	
	75 zielony				C0026836				
	75 zielony					C0026067	C0026068	C0026069	
	4x45 zielony					B0026727			
	60 90 zielony							C0026840 C0026759	
	75 90 zielony				C0026072		C0026972	B0026075	B0026425
	75 zielony						C0026080	C0026182	B0026082
	75 biały								B0027082
	4x45 zielony						B0026721		
	75 zielony						C0026808		

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła okrągła									
CV Pass 2xDR 8 	 45 zielony		C2026822						
			C2027822						
CV Pass DR 12 	45 zielony		C0026121						
CV Pass 2xDR 12 	 75 biały		C2027853	C2027854					
		75 zielony	C2026852	C2026853	C2026854				
CV Pass 2xDR 12 	 75 zielony			C2026954					
									
CV Pass DR 15 	75 zielony				C0026131				
CV Pass DR 18 	75 zielony			C0026104	C0026105				
CV Pass 2xDR 18 	 75 90 zielony		C2026863	C2026864	C2026865				
					C2026858				
CV Pass 2xDR 18 	 8x75 zielony/biały					M0027671			
									
CV Pass 2xDR 18 	8x90 zielony/biały					M0027769			
									

























T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
3/8 koła igła okrągła										
CV Pass DR 22 	75 zielony					C0026226	C0026227	C0026228		
CV Pass DR 26 	75 zielony						C0026137			
CV Pass 2xDR 26  	90 zielony						C2026873			
DR 32 	75 zielony						C0026141	C0026142	C0026238	
2xDR 48 	75 zielony						C0026328	C0026071		
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym										
CV Pass 2xHRC 17 	75 zielony							C0026158		
CV Pass 2xHRC 17 	4x75 8x75 zielony/biały						M0027921 M0027722	M0027585		
MULTI PACK CV Pass 2xHRC 17  	8x75 zielony/biały						M0027738			
CV Pass 2xHRC 17  	4x75 8x75 zielony/biały						M0027628 M0027723	M0027579		
CV Pass 2xHRC 17  	75 zielony						C2026249			
2xHRC 17  	75 zielony							C0026251		


















T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
 2xHRC 17 	 Podkładki M 3x3	75 biały						C0027320	
 2xHRC 17 	 Podkładki M 3x3	75 90 zielony				C2026305	C2026306	C2026212	
 2xHRC 17 	 Podkładki M 3x3	90 biały					C2027317		
 2xHRC 17 	 Podkładki M 3x3	75 zielony					C2026560		
 2xHRC 17 	 Podkładki M 3x3	75 biały					C2027320		
 2xHRC 17 	 Podkładki M 3x3	4x75 8x75 zielony/biały					M0027824 M0027819		
 2xHRC 17 	 Podkładki M 3x3								
 2xHRC 17 	 Podkładki M 6x3	75 zielony					C2026563		
 2xHRC 17 	 Podkładki M 6x3	4x75 8x75 zielony/biały					M0027813 M0027811		
 2xHRC 17 									
 2xHRC 17b 		4x75 zielony/biały					M0027568		
 2xHRC 17b 									
 2xHRC 17b 	 Podkładki T 3x3	8x75 zielony/biały					M0027241		
 2xHRC 17b 									
 2xHRC 17b 	 Podkładki T 6x3	4x75 8x75 zielony/biały					M0027229 M0027259		
 2xHRC 17b 									















T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
 2xHRC 18 	 Podkładki T 3x3	75 zielony					C2026638		
 2xHRC 18 	 Podkładki T 3x3	8x75 zielony/biały					M0027480		
 2xHRC 18 	 Podkładki T 6x3	8x75 zielony/biały					M0027486		
 2xHRC 18 	 Podkładki M 6x3	4x75 8x75 zielony/biały					M0027832 M0027834		
 2xHRC 18 		8x75 zielony/biały					M0027498		
 HRC 22 		100 zielony					C0026296		
		4x90 zielony/biały							B0027978
 2xHRC 22 	 Podkładki T 6x3	90 zielony					C2026323		
		90 biały					C2027363		
2xHRC 22 	 Podkładki T 6x3	90 zielony						B0026899	
 2xHRC 22 	 Podkładki T 6x3	90 biały					C2027537		
 2xHRC 22 		4x75 8x75 4x90 zielony/biały					M0027549 M0027102 M0027616	M0027107 M0027610	

T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej











Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
CV Pass 	90 zielony								C0026163
	90 biały							C0027363	
CV Pass 	4x75 8x75 4x90							M0027949 M0027100 M0027617	M0027108 M0027618
	 Podkładki T 6x3 zielony/biały								
CV Pass 	75 zielony							C2026585	
 Podkładki M 6x3									
CV Pass 	4x75 8x75							M0027836 M0027841	
	 Podkładki M 6x3 zielony/biały								
CV Pass 	90 zielony							C0026179	
CV Pass 	4x75 4x90							M0027251 M0027566	
 Podkładki M 6x3	zielony/biały								
CV Pass 	90 zielony							C0026174	
 Podkładki T 6x3									
CV Pass 	8x75 4x90							M0027391 M0027300	
 Podkładki T 6x3	zielony/biały								
CV Pass 	4x90							M0027567	
 Podkładki M 6x3	zielony/biały								
CV Pass 	100 zielony					C0026299	C0026300		

T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej





















Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna									
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5		
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym											
CV Pass 	 75 90 zielony						C2026316 C2026313	C2026317 C2026419			
							C2027326				
CV Pass 	 75 90 zielony						C2026319 C2026318				
CV Pass 	 75 90 zielony						C2026594 C2026676				
CV Pass  MULTI PACK	4x75 8x75 4x90 zielony/biały						M0027371 M0027791 M0027555	M0027925 M0027686			
CV Pass  MULTI PACK	 4x75 4x90 8x90 8x75 zielony/biały						M0027543 M0027685 M0027660 M0027792	M0027859 M0027687			
CV Pass  MULTI PACK	 4x75 8x75 8x90 zielony/biały						M0027843 M0027845 M0027531				
CV Pass 	 75 90 zielony						C0026162 C0026165				
CV Pass  MULTI PACK	4x75 4x90 zielony/biały						M0027425 M0027569				

T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej













PremiCron®

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
	120 zielony					C2026957	C2026960		
	90 zielony					C0026180			
	90 zielony					C0026181			
	4x75 8x75 4x90 zielony/biały					M0027424 M0027451 M0027003			
	4x90 zielony/biały					M0027565			
	8x75 zielony/biały					M0027582			
	75 zielony					C2026968			
	8x75 zielony/biały					M0027594			
	4x75 8x75 zielony/biały					M0027477 M0027489			
	75 zielony								C0026260












T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
HRT 17 	75 zielony			C0026379	C0026380				
2xHRT 17 	 75 zielony						C2026407		
	 75 biały						C2027407		
2xHRT 17 	 2x75 2x90 zielony/biały						B0027710 B0027711		
2xHRT 17 	 75 90 zielony		C2026413	C2026414	C2026415	C2026416	C2026406		
	75 biały						C2027406		
2xHRT 17 	4x75 8x75 8x90 zielony/biały						M0027785 M0027782 M0027779		
 2xHRT 17 	 8x75 zielony/biały			M0027787			M0027781		
 2xHRT 17 	 4x75 8x75 8x90 zielony/biały			M0027788			M0027784 M0027786 M0027780	M0027783	
2xHRT 17 	 90 zielony						C2026417		
 2xHRT 17 	 8x90 zielony/biały						M0027768		















T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym										
	 90 zielony							C2026426		
	 75 zielony							C2026427		
 	 8x75 zielony/biały			M0027798				M0027796		
	75 zielony					C0026335	C0026336	C0026337		
	 75 90 zielony					C2026435	C2026436			
	75 biały							C2026445	C2026446	C2026447
	75 biały							C2027346		
	 75 zielony							C2026431		
	 2x75 2x90 zielony/biały							B0027719		
								B0027720		








































T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	5
		1,5	2	3	3,5	4	5	6	7
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 MULTI PACK	4x75 8x75 8x90 zielony/biały			M0027756 M0027734	M0027751				
 MULTI PACK	8x75 zielony/biały			M0027732					
 MULTI PACK	4x75 8x75 8x90 zielony/biały			M0027736 M0027733 M0027755	M0027754				
	90 zielony					C0026920			
	75 4x75 zielony				C0026392		C0026394 B0026717		
	90 zielony			C0026458					
	75 zielony				C0026401				
	75 zielony						C0026395		
	4x75 zielony						B0026718		
	4x75 zielony								G0026081
	4x75 zielony								G0026723











T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej






Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
DRT 12 	75 zielony	C0026326	C0026327						
DRT 18 	75 zielony		C0026343	C0026344	C0026345				
2xDRT 18  MULTI PACK	4x75 8x90 zielony/biały					M0027709 M0027774			
2xDRT 18  	75 90 zielony			C2026484	C2026485	C2026486 C2026490			
2xDRT 18  	90 zielony					C2026491			
2xDRT 18  	8x75 8x90 zielony/biały					M0027771 M0027773			
2xDRT 26  	90 zielony					C2026357			
2xDRT 26  	8x90 zielony/biały					M0027747			
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym Micro- point									
DRTM 8 	45 zielony	C0026368							






T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej






Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
 DRC 12 	75 zielony	C0026352							
 2xDRC 18   Podkładki T 3x3	75 zielony					C2026476			
 2xDRC 18   Podkładki M 3x3	75 zielony					C2026636			
 2xDRC 18  	8x90 zielony/biały					M0027941			
 2xDRC 18   Podkładki T 3x3 	4x75 8x75 zielony/biały					M0027600 M0027310			
 2xDRC 18   Podkładki T 6x3 	8x90 zielony/biały					M0027935			
 2xDRC 18   Podkładki M 3x3 	8x75 zielony/biały					M0027507			
 2xDRC 18   Podkładki M 6x3 	8x90 zielony/biały					M0027519			
 2xDRC 18b   Podkładki T 6x3 	4x75 8x75 zielony/biały					M0027002 M0027046			
 2xDRC 18b   Podkładki T 6x3 	75 zielony					C2026161			
 2xDRC 18b   Podkładki M 6x3 	75 zielony					C2026184			










T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej





Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
1/2 koła igła odwrotnie tnąca									
HS 15 	45 75 zielony	C0026196	C0026197	C0026198 C0026342					
HS 21 	45 zielony		C0026199	C0026200					
HS 23 	45 zielony			C0026202					
HS 23ss 	75 zielony						C0026404	C0026405	
HS 26 	75 zielony			C0026420	C0026421	C0026423			
HS 26s 	75 zielony							B0026778	
HS 30 	75 zielony				C0026541	C0026542	C0026543	C0026544	B0026545
HS 37 	75 zielony					C0026471	C0026472	C0026473	
HS 37s 	75 zielony					C0026467	C0026468	C0026469	
HS 37ss 	75 zielony							C0026373	

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
1/2 koła igła odwrotnie tnąca									
 HS 40	75 zielony						C0026479		B0026482
 HS 40s	75 zielony						C0026390		
 HS 48	75 zielony						C0026375	C0026376	B0026377 B0026399
 HS 48	4x75 zielony								G0026203
 HS 60	75 zielony								B0026409

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła odwrotnie tnąca									
DS 9 	45 zielony	C0026192							
DS 12 	45 zielony	C0026171	C0026172	C0026173					
DS 16 	45 75 zielony		C0026176	C0026177 C0026245	C0026246				
DS 19 	45 75 zielony		C0026551	C0026552 C0026231	C0026553 C0026232	C0026554 C0026233			
	45 biały				C0027974				
DS 24 	45 75 90 zielony			C0026514	C0026515	C0026190 C0026516	C0026517 C0026340		
	75 biały					C0027965			

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
3/8 koła igła odwrotnie tnąca										
	75 zielony					C0026531	C0026532	C0026533	C0026534	
	75 zielony							C0026283	C0026284	
	75 zielony					C0026329	C0026330	C0026331	C0026332	B0026333
	75 zielony						C0026353	C0026354	C0026355	
	75 zielony									B0026279









Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
igła prosta odwrotnie tnąca										
 GS 51	75 zielony					C0026505	C0026506	C0026507	C0026508	C0026509
 GS 60	75 90 zielony					C0026314	C0026315 C0026441			
 GS 65	75 zielony					C0026286	C0026287	C0026288	C0026289	
igła prosta okrągła										
 GR 19	75 zielony			C0026113						
3/8 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro- point- plastyczna/ kosmetyczna										
 2xDSMP 11	45 biały		C0027031							
 DSMP 13	45 zielony			C0026193						
 DSMP 19	45 biały				C0027097					
 DSMP 24	75 biały					C0027957				
1/4 koła igła lancetowata o zakończeniu Micro- point										
90°  2xVLM 8	45 biały 330μ 430μ	G0027114	G0027115	G0027116						

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
igła progresywnie zakrzywiona okrągła o zakończeniu krótkim tnącym										
 PRC 24	120 zielony						C0026102	C0026099		
igła okrągła typu „narta”										
 SKR 19	30 zielony						C0026536			
 SKR 26	30 120 zielony				C0026540 C0026546	C0026550 C0026046	C0026549			
igła okrągła haczykowata typu „j” o zakończeniu krótkim tnącym										
 JRC 30s	75 zielony								C0026987	

Podwiązki

	Szew długość cm kolor	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	5
		1	1,5	2	3	3,5	4	5	6	7
Nici przycięte										
	3x45 zielony	C0120090	C0120091	C0120092	C0120093	C0120094	C0120095	C0120096	C0120097	
	5x45 zielony	C0120100	C0120101	C0120102	C0120103	C0120104	C0120105	C0120106		
	10x45 zielony	C0120005	C0120006	C0120007	C0120008	C0120009	C0120010	B0120011		
	12x45 zielony				C0120139					
	15x45 zielony			C0120040						
	17x45 zielony			C0120050	C0120051					
	5x60 zielony					C0120110	C0120111			
	10x60 zielony			C0120016	C0120017					
	2x75 zielony			C0120080	C0120081	C0120082	C0120083	C0120084	C0120085	
	2x75 biały				C0100017		C0100008			
	5x75 zielony			C0120119	C0120120	C0120121	C0120122	B0120123		
	10x75 zielony			C0120020	C0120021	C0120022		B0120024		
	1x150 zielony		C0120025	C0120026	C0120027	C0120028	C0120029	C0120030	B0120031	B0120033
	1x150 biały						C0102020	C0102025	C0102035	
Szpulki z podwiązkami										
	1x250 zielony	G0120055	G0120056	G0120060	G0120061	G0120062	G0120063	G0120064	G0120065	G0120067

Podkładki (Pledgets)

Podkładki o strukturze twardej		ilość/saszetka	kod	
3 x 3 x 1,5 mm		6	C0027996	
6 x 3 x 1,5 mm		6	C0027995	
9 x 5 x 1,5 mm		6	C0027994	
Podkładki o strukturze miękkiej		ilość/saszetka	kod	
3 x 3 x 1,5 mm		6	C0027990	
6 x 3 x 1,5 mm		6	C0027991	
6 x 5 x 1,5 mm		6	C0027983	
9 x 5 x 1,5 mm		6	C0027992	
16 x 7 x 1,5 mm		2	C0027993	

Wszystkie oferowane podkładki wraz z materiałem szewnym PremiCron®, o rozmiarach 6x3 i 3x3 są grubości 1,5 mm.