



## Opaska wyścielająca pod gips

niesterylna, zwinięta pojedynczo

### Opis produktu

Opaska podgipsowa używana jako podkład pod sztywne oraz półsztywne opatrunki. Wykonana z polaru jest dobrze tolerowana, bez spoiw chemicznych, w 100% z włókien poliestrowych. Nadaje się do sterylizacji przy A - 134°C

#### Materiał:

100% Włókna poliestrowe

#### Kolor:

Biały

#### Okres ważności:

5 Lat

#### Zapewnienie jakości:

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG  
DIN EN 14079

#### Certyfikat CE:

Na każdym poziomie opakowania.

#### Zastosowanie:

Do wszelkiego rodzaju utrwalania.

#### Wymiary:

REF      Rozmiar   Opak./Karton   Szt./Opak.

65250   6cm x 3m   42 Opak./Karton   20 Szt./Opak.

65255   8cm x 3m   30 Opak./Karton   20 Szt./Opak.

65260   10cm x 3m   21 Opak./Karton   20 Szt./Opak.

65270   15cm x 3m   18 Opak./Karton   20 Szt./Opak.

65280   20cm x 3m   15 Opak./Karton   20 Szt./Opak.

#### Klasyfikacja

Produkt medyczny klasy I

