



Opatrunek pooperacyjny

sterylny

Opis przedmiotu

Sterylny opatrunek pooperacyjny wykonany z białej elastycznej włókniny, hypoalergiczny. Przepuszczający powietrze. Z centralnie umieszczonym chłonnym wkładem. Przylepiec pokryty klejem poliakrylowym, który redukuje ryzyko wystąpienia podrażnień. Ze względu na właściwości doskonale dopasowuje się do kształtów ciała. Wkład chłonny zabezpieczony siateczką dzięki czemu opatrunek nie przywiera do rany. Przylepiec posiada zaokrąglone brzegi.

Zapewnienie jakości

Dyrektywa 93/42/EWG wraz z zmianami
Dyrektywy 2007/47/EWG
EN ISO 11135-1-2009

Okres ważności

5 Lat

Metoda sterylizacji

Tlenek etylenu

Oznaczenie CE

Na każdym poziomie opakowań

Klasyfikacja

Wyrób medyczny Klasy Is

Zastosowanie

Opatrywanie ran po zabiegach chirurgicznych.

Rozmiar

Rozmiar	REF	Zawartość opak.
7 x 5cm	77040	50 x 1Szt. / Opak.
10 x 8cm	77050	25 x 1Szt. / Opak.
15 x 8cm	77060	25 x 1Szt. / Opak.
20 x 10cm	77070	25 x 1Szt. / Opak.
25 x 10cm	77080	25 x 1Szt. / Opak.
30 x 10cm	77090	25 x 1Szt. / Opak.

Zawartość kartonu

77040: 24 Opakowań
77050: 30 Opakowań
77060: 30 Opakowań
77070: 15 Opakowań
77080: 15 Opakowań
77090: 15 Opakowań

