



GOLEM

Fotel Ginekologiczny Seria GOLEM 6 Zabiegowy

Seria GOLEM 6 Zabiegowy Wyposażenie standardowe:

- schodek pacjenta nasuwany na podstawę fotela szt 1;
- uchylna miska szt 1;
- listwa do montażu wyposażenia na segmencie siedzenia 1 para;
- listwa do montażu wyposażenia na segmencie pleców 1 para;
- podpórki pod ręce pacjenta z uchwytem na listwę (demontowalne) 1 para;
- podpórki podudzia typu Goepela wyposażone w rzepy mocujące 1 para;
- wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców szt 1;
- stacjonarna podstawa stopki z możliwością poziomowania;
- regulacja funkcji elek-mech uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego;
- regulacja segmentu głowy +/-30° za pomocą przycisku sprężyny gazowej;
- możliwość wyboru z 20 kolorów pokrycia fotela;



W tej serii dostępne są 3 modele:

Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja segmentu siedzenia	Programator pozycji badań i zabiegów
GOLEM 6 Zabiegowy	Elektromechaniczna 640-940mm	Manualna – sprężyna gazowa 0-80°	-----	-----
GOLEM 6E Zabiegowy	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	-----	-----
GOLEM 6ET Zabiegowy	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	Elektromechaniczna 0-30°	Programator (pamięć) 3 pozycji ustawienia fotela



Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla fotela

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- dodatkowy segment nożny nakładany manualnie;
- stalowa tacka narzędziowa wysuwana spod siedziska;
- podpórka infuzyjna ręki z uchwytem na listwę;
- ekran anestezjologiczny – ramka z uchwytem na listwę;
- stojak kroplówki z uchwytem na listwę;
- pas mocujący z uchwytem na listwę ;
- regulacja panel nożny zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja panel nożny;
- dodatkowa para podpórek typu Goepela lub strzemion;
- miska z odpływem;
- miska z odpływem i wiadrem;
- uchwyt do kolposkopu;
- lampa LED na 0,5m wyginanym ramieniu;
- stolik zabiegowy II półkowy zintegrowany z fotelem;



Dostępne wyposażenie dodatkowe

	Kółka średnica 75mm z hamulcami		Sterowanie nożny przewodowy panel sterujący		Wysuwana spod siedziska tacka narzędziowa ze stali nierdzewnej		Lampa halogenowa lub LED mocowana na saliwy podpórki podudzia lub strzemienia
	Sterowanie kablowy pilot ręczny		Dodatkowy 4 segment nożny dla uzyskania pozycji leżącej		Uchwyt do kolposkopu: Optomic, Zeiss, Lasegang		Miska z odpływem
	Podpórka infuzyjna ręki		Stojak płynów infuzyjnych		Ekran-ramka anestezjologiczna		Pas mocujący z uchwytem na listwę