



GOLEM

Seria GOLEM ESP Zabiegowy

Seria GOLEM ESP Zabiegowy Wyposażenie standardowe:

- uchylna miska szt 1;
- listwa do montażu wyposażenia na segmencie siedzenia 1 para;
- listwa do montażu wyposażenia na segmencie pleców 1 para;
- podpórki pod ręce pacjenta z uchwytem na listwę (demontowalne) 1 para;
- podpórki podudzia typu Goepela wyposażone w rzepy mocujące 1 para;
- wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców szt 1;
- stacjonarna podstawa stopki z możliwością poziomowania;
- regulacja funkcji elek-mech uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego;
- regulacja segmentu głowy +/-30° za pomocą przycisku sprężyny gazowej;
- możliwość wyboru z 20 kolorów pokrycia fotela;

W tej serii dostępne są 3 modele:




Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja segmentu siedzenia	Regulacja segmentu nożnego- wysuw do pozycji horyzontalnej	Programator pozycji badań i zabiegów
GOLEM ESP 6 Zabiegowy	Elektromechaniczna 640-940mm	Manualna – sprężyna gazowa 0-80°	-----	Elektromechaniczny	-----
GOLEM ESP 6E Zabiegowy	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	-----	Elektromechaniczny	-----
GOLEM ESP 6ET Zabiegowy	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	Elektromechaniczna 0-30°	Elektromechaniczny	Programator (pamięć) 3 pozycji ustawienia fotela



Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla fotela- stołu:

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- podpórka infuzyjna ręki;
- ekran anestezjologiczny ;
- stojak płynów infuzyjnych;
- pas mocujący z uchwytem na listwę ;
- schodek pacjenta;
- regulacja panel nożny zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja panel nożny;
- miska z odpływem;
- miska z odpływem i wiadrem;
- uchwyt do kolposkopu;
- dodatkowa para strzemion lub podpórek typu Goepela;
- uchwyt do kolposkopu;
- lampa LED na 0,5m wyginanym ramieniu;



Dostępne wyposażenie dodatkowe



Kółka
średnica
75mm
z hamulcami



Sterowanie
nożny
przewodowy
panel sterujący



Miska z
odpływem
i wiadrem



Pas mocujący
z uchwytem
na listwę



Ekran-ramka
anestezjologiczna



Uchwyt do
kolposkopu:
Optomic,
Zeiss, Leica,
Leisegang



Podpórka
infuzyjna ręki




Lampa
halogenowa lub
LED mocowana
na sztycy
podpórki podudzia
lub strzemienia



Stojak
płynów
infuzyjnych

Poglądowe zdjęcia z realizacji





METIG