

Premilene®

Szwy niewchłaniające

Opis

Premilene® jest syntetycznym, niewchłaniającym szwem monofilamentowym, wykonanym z polipropylenu, dostępnym w kolorze niebieskim, w celu zwiększenia jego widoczności w polu operacyjnym. Premilene® jest dostępny w opakowaniach RacePack® oraz Long-Pack, w celu wyeliminowania efektu pamięci skrętu szwu.

Wskazania:

- Kardiochirurgia
- Chirurgia naczyniowa
- Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
- Skóra (szew śródskórny i tkanka podskórna)
- Neurochirurgia
- Mikrochirurgia
- Chirurgia ogólna
- Chirurgia żołądkowo-jelitowa



Cechy i korzyści:

- Gładkość przejścia przez tkanki
- Łatwość sprowadzania węzła i bezpieczeństwo węzła
- Minimalna reakcja tkankowa
- Elastyczność i rozciągliwość
- Igły ze stali nierdzewnej 300 dla zwiększenia odporności na złamanie
- Szwy dostępne z igłami nowej generacji dedykowanymi do kardiochirurgii- CV Pass oraz CV Pass Easyblack

 EasySlide



Premilene®

Charakterystyka produktu:

Struktura Monofilament



Kolor Niebieski

Skład chemiczny Polipropylen

Powleczenie Niepowlekany













Materiał Syntetyczny
















Rozmiary USP 10/0 - USP 2









































Absorpcja Niewchłaniający













Sterylizacja Tlenek etylenu

Premilene®











kąť	Igła		Szew	Grubość szwu USP; metryczna								
	dlugość mm	średnica mikrony		dlugość cm	10/0	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0
			kolor	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	
1/2 koła igła okrągła mikro												
180°	HRm 6 	 6,5 mm 200µ	30 niebieski					G2090740				
180°	2xHRm 6 	 6,5 mm 200µ	45 niebieski						G2090743			
3/8 koła igła okrągła mikro												
135°	DRm 4 	4,0 mm 70µ	10 niebieski	G0090781								
135°	DRm 5 	5,0 mm 100µ	15 23 niebieski	G0090782 G0090024								
135°	2xDRm 5 	5,0 mm 100µ	45 niebieski		G0090482							
135°	DRm 6 	6,4 mm 140µ	15 niebieski		G0090783							
135°	DRm 6 	 6,4 mm 140µ	45 niebieski				G2090883					
135°	2xDRm 6 	 6,4 mm 140µ	45 60 75 niebieski			G2090780 G2090609 G2095035						
























kąć	Igła		Szew	Grubość szwu USP; metryczna								
	długość mm	średnica mikrony		długość cm	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2
3/8 koła igła okrągła mikro												
135°	DRm 8 	7,9 mm 140µ	15 niebieski			G0090753						
135°	DRm 8 	 7,9 mm 140µ	45 niebieski			G2090025						
135°	2xDRm 8 	 7,9 mm 140µ	45 60 75 niebieski			G2090983 G2090758 G2090026						
135°	CV Pass DRm 10b 	 9,3 mm 200µ	75 niebieski				G2090784	G2090785				
135°	CV Pass 2xDRm 10b 	 9,3 mm 200µ	45 60 75 niebieski			G2090610 G2090986 G2090786	G2095149 G2090987 G2090787					
3/8 koła igła okrągła mikro naczyniowa												
135°	CV Pass 2xDRmV 6b 	 6,4 mm 140µ	2x45 2x60 niebieski			G0095031 G0095041						
135°	CV Pass 2xDRmV 6b 	 6,4 mm 140µ	60 niebieski			G0095040						
135°	CV Pass 2xDRmV 8b 	 7,9 mm 140µ	2x45 2x60 2x75 niebieski			G0095551 G0095051 G0095061						






















Igła			Szew	Grubość szwu USP; metryczna								
kąt	długość mm	średnica mikrony		długość cm	10/0	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0
			kolor	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	
3/8 koła igła okrągła mikro naczyniowa												
	DRmV 10b			75				G2095976	G2095469			
135°		9,3 mm 200μ	niebieski									
	2xDRmV 10b			75				G2090989	G2095139			
135°		9,3 mm 200μ	niebieski									
	2xDRmV 10b			75 2x60 2x75				G0090064 G0095072 G0090988	G0095138 G0095108			
135°		9,3 mm 200μ	niebieski									
	DRmV 13b			75 90					G0095077 G0095076			
135°		320μ	niebieski									
	DRmV 13b			75 90						G0095079 G0095078		
135°		380μ	niebieski									
	2xDRmV 13b			75 90					G0095133 G0095132			
135°		320μ	niebieski									
	2xDRmV 13b			60					G2095201			
135°		320μ	niebieski									
	2xDRmV 13b			75 90						G0095135 G0095134		
135°		380μ	niebieski									
	2xDRmV 13b			2x60 2x75 2x90					G0095269 G0095234 G0095224			
135°		320μ	niebieski									
	2xDRmV 13b			2x60 2x75 2x90						G0095270 G0095235 G0095225		
135°		380μ	niebieski									

Igła			Szew	Grubość szwu USP; metryczna								
kąt	długość mm	średnica mikrony		długość cm kolor	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2
3/8 koła igła okrągła mikro o zakończeniu krótkim tnącym												
135°	2xDRCm 6 	 6,4 mm 140µ	45									
			60									
			75									
			niebieski									
135°	2xDRCm 8 	 7,9 mm 140µ	45									
			60									
			75									
			niebieski									
135°	DRCm 10b 	 9,3 mm 200µ	75									
			niebieski									
135°	2xDRCm 10b 	 9,3 mm 200µ	75									
			niebieski									
igła okrągła progresywnie zakrzywna mikro naczyniowa												
95/90°	2xPRmV 10b 	 9,3 mm 200µ	75									
			niebieski									
95/90°	2xPRmV 10b 	 9,3 mm 200µ	2x75									
			niebieski									
























Premilene[®]

Igła			Szew	Grubość szwu USP; metryczna								
kąt	długość mm	średnica mikrony		długość cm kolor	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2
igła okrągła progresywnie zakrzywiona mikro o zakończeniu krótkim tnącym												
100/90°	PRCm 5 	5,0 mm 100μ	60 niebieski	G0095677								
100/95°	2xPRCm 6 	 6,4 mm 140μ	60 niebieski			G2090698						
igła okrągła progresywnie zakrzywiona mikro o zakończeniu krótkim tnącym naczyniowa												
135°	 2xPRCmV 10b 	 9,3 mm 200μ	60 75 niebieski				G2090647 G2090669	G2090668				
3/8 koła igła mikrolancetowata												
140°	2xDLm 6 	6,1 mm 150μ	30 niebieski	G0090591								
137°	DLm 6s 	6,6 mm 200μ	15 niebieski		G0090594							
137°	2xDLm 6s 	6,6 mm 200μ	30 niebieski	G0090596	G0090597							
1/8 koła igła mikrolancetowata do założenia pojedynczego szwu												
44°	SLm 6 	6,2 mm 150μ	8 niebieski		G0090778							
















Igła		Szew	Grubość szwu USP; metryczna							
długość mm			10/0	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0
		długość cm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	2
		kolor								
1/2 koła igła okrągła										
CV Pass	2xHR 6 	 45 niebieski					C2090803			
CV Pass	HR 10 	 75 niebieski						C2090402		
CV Pass	2xHR 10 	60 niebieski							C0090866	
CV Pass	2xHR 10 	 75 niebieski					C2090867	C2090868		
CV Pass	2xHR 10 	 2x60 niebieski							G0090770	
CV Pass	2xHR 10f 	 2x75 niebieski						G0095858		
CV Pass	HR 13 	 75 niebieski							C2090500	
CV Pass	HR 13 	 2x75 niebieski							G0095095	
CV Pass	2xHR 13 	 75 90 niebieski						C2090953	C2090954	C2090750
CV Pass	2xHR 13b 	 75 niebieski						C2095448	C2095449	
CV Pass	2xHR 13 	 2x60 2x75 niebieski						G0090625	G0090146	G0095010
CV Pass	2xHR 13f 	 75 niebieski						C2095123		

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	
1/2 koła igła okrągła										
CV Pass  2xHR 13f	 2x75 niebieski						G0095127	G0095128		
CV Pass  HR 17	 75 niebieski							C2090012	C2090013	C2090014
CV Pass  2xHR 17	 75 90 niebieski							C2090501 C2090901	C2090503 C2090902	C2090502 C2090903
CV Pass  2xHR 17	  90 niebieski								C2090837	
CV Pass  2xHR 17	 2x75 2x90 niebieski							G0090642	G0090194	G0095183 G0090644
CV Pass  2xHR 17	 90 niebieski								G0095455	
CV Pass  2xHR 17b	 75 90 niebieski							C2095460 C2095492	C2095461 C2095493	C2095494
CV Pass  2xHR 17f	 75 niebieski							C2095501		
CV Pass  2xHR 20b	 75 90 niebieski								C2095503 C2095526	
CV Pass  2xHR 20	 2x90 niebieski								G0095338	








T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
CV Pass  HR 22	 75 niebieski				C2090029	C2090030			
CV Pass  HR 22	 2x75 niebieski					G0095615			
CV Pass  HR 22ss	 4x45 niebieski						G0090078		
	odczepiana								
CV Pass  2xHR 22	 90 niebieski				C2090979				
	 Podkładki T 6x3 mm								
CV Pass  2xHR 22	 2x75 2x90 niebieski				G0095620	G0095616			
CV Pass  2xHR 22	 75 90 niebieski				C2090863 C2090975	C2090860 C2090976	C2090086 C2090977		
CV Pass  2xHR 22b	 75 90 niebieski				C2095507 C2095512	C2095508 C2095513			
CV Pass  HR 26	 75 120 niebieski				C2090040	C2090041	C2090042 C2090444	C2090043	
CV Pass  HR 26	 20 niebieski					C2090495			
	 Podkładki T 3x3 mm								
CV Pass  HR 26	 20 niebieski					C2090995			
	 Podkładki T 3x3 mm węzeł								








T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej







Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
CV Pass  HR 26s	 75 niebieski						C2095442	C2095443	
CV Pass  HR 26ss	 90 niebieski								C2090449
węzeł CV Pass  2xHR 26	 75 90 120 niebieski		C2090906	C2090707 C2090907	C2090708 C2090908 C2090709	C2090087 C2090909 C2095710			
CV Pass  2xHR 26	 2x90 niebieski			G0090633	G0090631				
CV Pass  2xHR 26	 90 niebieski			C2090910					
 2xHR 26b	 75 90 niebieski			C2095721 C2095557	C2095558	C2095723			
 2xHR 26b	 2x90 niebieski			G0095993					
CV Pass  2xHR 26s	120 niebieski			C0095440					

T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej




















Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
1/2 koła igła okrągła										
HR 30 	75 niebieski					C2090046	C2090047	C2090048	C2090049	
HR 30s 	75 niebieski								C2090093	
2xHR 30 	90 niebieski					C2090001	C2090002			
HR 37 	75 niebieski						C2090051	C2090052	C2090053	
HR 37s 	75 120 niebieski						C2090151 C2090154	C2090152	C2090153	
HR 37s  odczepiana	4x45 niebieski							B0090057		
2xHR 37 	90 120 niebieski					C2090942 C2090981	C2090943 C2090973			



















Premilene®

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
1/2 koła igła okrągła										
2xHR 37 	120 niebieski			C0095401						
2xHR 37 Long pack 	2x90 niebieski					G0095727	G0095728			
2xHR 37s RP 	120 niebieski					C2090971	C2090972			
CV Pass 2xHR 37s 	120 niebieski			C0095441						
2xHR 37s Long pack 	120 niebieski						G0095406			
HR 40 RP 	100 niebieski							C2090099	C2090100	
HR 40s RP 	75 90 100 niebieski							C2090199	C2090200 C2090300	C2090478
















Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
1/2 koła igła okrągła										
HR 48 	75 150 niebieski								C2090170 B2090333	
HR 48 	150 niebieski								C2090332	
2xHR 48 	120 niebieski				G0090931	G0090932				
HR 65 	150 niebieski									B2095585
HR 65 	240 niebieski									B2095674
HR 76 	150 niebieski									B0095587

Premilene®


















Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3
3/8 koła igła okrągła									
CV Pass 2xDR 6 	 45 60 75 niebieski		C2090880 C2090712 C2090980	C2095014 C2095015 C2095286					
CV Pass 2xDR 6 	 75 niebieski		G0090980						
CV Pass 2xDR 6 	 2x45 2x60 niebieski		G0095841 G0090357						
CV Pass 2xDR 8 	45 niebieski					C0090684			
CV Pass 2xDR 8 	 12 45 60 75 niebieski		C2090703 C2090887 C2090004	C2095870 C2090685 C2090888 C2090885	C2090886				
CV Pass 2xDR 8 	 2x45 2x60 2x75 niebieski		G0090361 G0090363 G0090892	G0090362 G0090364 G0095080	G0090399				
CV Pass 2xDR 8f 	 2x45 2x60 2x75 niebieski		G0090118 G0090121	G0090124 G0090127 G0090130					
CV Pass 2xDR 8f 	 60 niebieski		C2090105						
CV Pass easyblock 2xDR 8b 	 45 niebieski		C2095805						
CV Pass easyblock 2xDR 8fb 	 60 niebieski		C2095829						

Igła		Szew	Grubość szwu USP; metryczna							
długość mm			9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
		długość cm	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	3
		kolor								
3/8 koła igła okrągła										
CV Pass	DR 10 	 75 niebieski				C2090541	C2090542			
CV Pass	2xDR 10 	 45 60 75 90 niebieski				C2090614 C2090714 C2090914 C2090799	C2090615 C2090715 C2090915 C2090815			
CV Pass	2xDR 10 	 60 niebieski				G0095524				
CV Pass	2xDR 10 	 2x45 2x60 2x75 4x60 4x75 niebieski				G0090611 G0095810 G0090371 G0090373	G0090636 G0090613 G0095811			
CV Pass	2xDR 10f 	 2x45 2x60 2x75 niebieski				G0090218 G0095485 G0095429	G0095566 G0095801			
CV Pass	2xDR 10f 	 45 60 75 niebieski				C2090134 C2090135 C2090136				
CV Pass	2xDR 10b 	 60 niebieski				C2090062				
CV Pass	2xDR 10fb 	 60 niebieski				C2095764				
CV Pass	DR 12 	 75 niebieski					C2090529	C2090530	C2090531	












Premilene[®]

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	
3/8 koła igła okrągła										
CV Pass 2xDR 12 	 45 60 75 90 niebieski			C2090818 C2090828 C2090922	C2090816 C2090705 C2090916 C2090923	C2090706 C2090917 C2090924				
CV Pass 2xDR 12 	 2x45 2x60 2x75 4x75 2x90 4x90 niebieski			G0095515	G0090850 G0090651 G0095818 G0090388	G0090380 G0090654 G0090390				
CV Pass 2xDR 12 	 75 niebieski					C2090825				
CV Pass DR 13 	 75 90 niebieski					C2095931 C2095022				
CV Pass 2xDR 13 	 45 60 75 90 niebieski			C2095885 C2095894 C2095905	C2095886 C2095895 C2095906 C2095938	C2095907 C2095939				
CV Pass 2xDR 13 	 75 niebieski				G0095472					
CV Pass 2xDR 13 				C0095952						
CV Pass 2xDR 13 	 2x45 2x60 2x75 niebieski			G0095951	G0095957 G0095970 G0095979	G0095980				










T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	
3/8 koła igła okrągła										
CV Pass 2xDR 13s 		45					C2095036			
		60					C2095033			
		75					C2095026			
		90					C2095021			
niebieski										
CV Pass 2xDR 13s 		2x60			G0095012		G0095016			
		2x75				G0095011				
		2x90					G0095009			
		niebieski								
CV Pass 2xDR 13b 		60					C2095926			
		75					C2090191	C2090547		
niebieski										
CV Pass DR 18 		75						C2090120		
niebieski										
CV Pass 2xDR 18 		75					C2090719	C2090720		
		90					C2090919	C2090920		
		120								C2095092
niebieski										
CV Pass 2xDR 18 		2x90					G0095659	G0090659		
niebieski										
CV Pass 2xDR 22 		75							C2090723	
		90						C2090822		
		niebieski								
CV Pass DR 22 	 	20							C2090492	
		niebieski								
















T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej






















Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3
3/8 koła igła okrągła									
CV Pass DR 22 	 Podkładki T 3x3 mm węzeł	20 niebieski						C2090991	C2090992
CV Pass DR 26 	 Podkładki T 3x3 mm węzeł	20 niebieski						C2090993	
DR 32 		75 niebieski							C2090083
DR 32 		75 niebieski						C0090082	
5/8 koła igła okrągła									
FR 26 		75 niebieski							C2095360
igła progresywnie zakrzywiona okrągła									
PR 24 	 pętla	30 niebieski						C2090243	































T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej








Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym										
HRT 17 	 75 niebieski						C2090312	C2090313		
2xHRT 17 	 90 niebieski						C2090925	C2090926	C2090927	
2xHRT 17 	  Podkładki T 6x3 mm 90 niebieski							C2090871		
HRT 22 	 75 niebieski							C2090325	C2090326	C2090327





















T - podkładki o strukturze twardej M - podkładki o strukturze miękkiej

























Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 2xHRT 22	 90 niebieski			C2090935	C2090936				
 HRT 26	 75 niebieski				C2090341	C2090342	C2090343		
 2xHRT 26	90 120 niebieski			C0090003	C0090937 C0090737	C0090938 C0090738			
 HRT 30	100 niebieski							C0090019	
 HRT 30s	100 niebieski							C0090346	
 HRT 37	 75 100 niebieski					C2090453 C2090454	C2090463		
 HRT 37s	 75 niebieski					C0095463			
 2xHRT 37	 90 120 niebieski				C2090834 C2090734	C2090835	C2090733		
 HRT 48	 150 200 niebieski pętla							B2090335 B2090337	

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym										
 2xDRT 10		75 niebieski	C2090005							
 DRT 12		75 niebieski		C2090306	C2090307					
 2xDRT 12		75 niebieski		C2090763	C2090764					
 2xDRT 15		75 niebieski			C2090766					
 DRT 18		75 niebieski			C2090319	C2090320	C2090321			
 2xDRT 18		75 90 niebieski			C2090744	C2090745 C2090945	C2090946			
 DRT 26		75 niebieski				C2090533	C2090534			
 2xDRT 26		75 90 120 niebieski					C2090849 C2090949 C2090749			
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym										
 2xHRC 10		75 niebieski		G0090174						
 2xHRC 10		75 niebieski			C2095205					
 2xHRC 10		2x60 niebieski	G0095793	G0095794						











Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
CV Pass  2xHRC 13  	75 niebieski		C2095039	C2090303					
CV Pass  2xHRC 13  	2x60 2x75 niebieski		G0090195 G0095276	G0095043	G0095047				
CV Pass  2xHRC 17  	90 niebieski			C2090570	C2090571		C2095052		
CV Pass  2xHRC 17b  	75 90 niebieski			C2095569 C2095580	C2095570 C2095581				
CV Pass  2xHRC 17  	2x90 niebieski			G0095168	G0095169	G0095182			
CV Pass  2xHRC 22  	90 niebieski				C2090580	C2090581			
CV Pass  2xHRC 22  	2x90 niebieski				G0095162	G0095163			
CV Pass  2xHRC 22b  	75 90 niebieski				C2095592	C2095593	C2095574 C2095593		
CV Pass  HRC 26  	75 niebieski					C2090473	C2090474	C2095796	
CV Pass  2xHRC 26  	90 120 niebieski				C2090811	C2090812 C2090820	C2095825 C2095140		






Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym										
CV Pass 2xHRC 26 	Long pack	2x75 2x90 niebieski				G0095759		G0095760 G0095761		
CV Pass 2xHRC 26b 	RF	75 90 120 niebieski				C2095736 C2095607	C2095737 C2095608	C2095738 C2095597 C2095598		
CV Pass 2xHRC 27b 	RF	90 niebieski						C2095670		
CV Pass 2xHRC 27 	Long pack	2x75 niebieski					G0095197			
2xHRC 30 	RF	90 niebieski					C2090584	C2090585		
2xHRC 30 	Long pack	2x90 niebieski						G0095188		
HRC 37 	RF	75 niebieski								C2095734



















Igła długość mm		Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
			8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	1 4
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym										
CV Pass	2xDRC 6 		45	C2095209	C2095219					
			60	C2095246	C2095251					
			75	C2095272	C2095288					
			niebieski							
CV Pass	2xDRC 8 		45	C2095211	C2095231					
			60	C2095025	C2095046					
			75	C2090169	C2090176					
			niebieski							
CV Pass	2xDRC 8 		2x60	G0095178						
			niebieski							
CV Pass	2xDRC 8b 		75		C2095768					
			niebieski							
CV Pass	DRC 10 		75			C2090539				
			niebieski							
CV Pass	2xDRC 10 		45		C2090548	C2090553				
			60		C2090544	C2090543				
			75		C2090545	C2090546				
			niebieski							
CV Pass	2xDRC 10 		2x60		G0090179	G0090202				
			4x60		G0090180					
			2x75		G0095560	G0095561				
			niebieski							
CV Pass	2xDRC 10b 		60	C2095462						
			niebieski							
CV Pass	DRC 12 		75			C2090550	C2090551			
			niebieski							
CV Pass	2xDRC 12 		45		C2095241					
			60		C2090537	C2090524				
			75		C2090554	C2090555	C2090556	C2090557		
			niebieski							










Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	1 4
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
 2xDRC 12 	 2x75 4x75 niebieski			G0090185 G0090183	G0095186 G0090178				
 2xDRC 13 	 45 60 75 90 niebieski	C2095244 C2095268 C2095301 C2095303	C2095173 C2095271 C2095175 C2095305	C2095141 C2095171					
 2xDRC 13 	 2x45 2x75 niebieski			G0095174 G0095176	G0095177	G0095181			
 2xDRC 15 	 75 90 niebieski				C2095756 C2090728				
 DRC 18 	 75 niebieski				C2095164	C2095165	C2095166		
 2xDRC 18 	 75 90 niebieski				C2095194 C2090525	C2095195			
 2xDRC 18b 	 90 niebieski				C2095438	C2095439			
 2xDRC 26 	 120 niebieski							C2095612	

Premilene®
















Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
igła progresywnie zakrzywiona okrągła o zakończeniu krótkim tnącym									
CV Pass 2xPRC 10 	Long pack 2x60 2x75 niebieski	G0095476 G0095053	G0095148						
CV Pass PRC 24 	 120 niebieski						C2095150		
CV Pass 2xPRC 24 	Long pack 2x90 niebieski					G0095161			
1/2 koła igła odwrotnie tnąca									
HS 15 	 75 niebieski					C2090259			
HS 18 	 45 niebieski		C2090264						
HS 21 	 45 75 niebieski					C2095775 C2090460			







Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	
1/2 koła igła odwrotnie tnąca										
HS 26 	75 niebieski						C2090269	C2090270	C2090271	
HS 37 	75 niebieski								C2090280	
HS 40 	75 100 niebieski								C2090281 C2095912	C2090287
HS 48 	75 niebieski								C2095329	
HS 48 	150 niebieski									B2090289

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
3/8 koła igła odwrótnie tnąca										
DS 12 		45	C2090206	C2090207	C2090208	C2090205				
		75 niebieski	C2095543							
DS 16 		45	C2090211	C2090212	C2090213					
		75 niebieski		C2090512	C2090513	C2090514				
DS 19 		30 niebieski			C0090420					
DS 19 		30				C2090421				
		45		C2090219	C2090220	C2090221				
		75 niebieski		C2090519	C2090520	C2090521				
DS 24 		45			C2090434	C2090435	C2090436			
		75 niebieski			C2090234	C2090235	C2090236	C2090237		
DS 30 		45				C2090446	C2090447			
		75 niebieski				C2090246	C2090247	C2090248	C2095200	
DS 35 		75 niebieski				C2090230				
DS 39 		75 niebieski				C2090254	C2090255	C2090256	C2090257	
2xDS 60 		75 niebieski					B2090751			
2xDS 60 		75 niebieski					C0090774			

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła odwrotnie tnąca									
	3x50 niebieski								B0090288
	75 niebieski							C0090262	
igła prosta odwrotnie tnąca									
	75 niebieski					C2090284			
	75 niebieski					C2090265	C2090266		
	100 niebieski						C0090292		
igła prosta okrągła									
	45 niebieski			C2090466					
	75 niebieski						C2095350	C2095351	
	75 niebieski						C0090797		
igła prosta okrągła z zakończeniem trokarowym									
	35 niebieski			C2095220					

Premilene®

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2
igła prosta mikrolancetowata									
 GLm 16 150µ	23 niebieski	G0095068							
 2xGLm 16 150µ	23 niebieski	G0095481							
Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
3/8 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro- point- plastyczna/ kosmetyczna									
 DSMP 7	 45 niebieski	C2095613							
 DSMP 11	 45 niebieski	C2090606	C2090607	C2090608					
 DSMP 13	 45 75 niebieski	C2090617	C2090618	C2090619 C2090409	C2090620 C2090410				
 DSMP 16	75 niebieski				C0090427				
 DSMP 16	 45 75 niebieski		C2090628 C2090428	C2090629	C2090630	C2090481			
 DSMP 16s	 45 niebieski			C2090161					
 DSMP 19	 45 75 niebieski			C2090675	C2090676 C2090673	C2090677 C2090674	C2090678		

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
3/8 koła igła odwrótnie tnąca z zakończeniem Micro- point- plastyczna/ kosmetyczna									
DSMP 24 	 45 75 niebieski				C2090655	C2090656	C2090657		
					C2090680	C2090681	C2090682		
DSMP 30 	 45 niebieski							C2090667	
igła okrągła typu „narta”									
SKR 26 	 30 niebieski				C2095421	C2090422			