

Safil® Quick⁺

Szwy wchłaniaalne

Opis

Safil® Quick jest syntetycznym, plecionym, powlekanym szwem o krótkim okresie wchłaniania, wykonanym z kwasu poliglikolowego o niskiej wadze molekularnej. Dzięki unikalnej technologii i plecionej strukturze Safil® Quick uzyskaliśmy najbezpieczniejszy i najbardziej optymalny pod względem parametrów szew o krótkim okresie podtrzymywania tkanki.

Właściwości:

- 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania
- 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10-14 dniach od zaimplantowania
- Całkowita absorpcja masy szwu około 42 dni

Wskazania:

- Ginekologia, położnictwo (episiotomia)
- Szycie skóry (tkanka podskórna, szew śródskórny)
- Urologia (stulejka)
- Stomatologia (błona śluzowa jamy ustnej)
- Okulistka (np. szycie spojówki)
- Chirurgia dziecięca
- Podwiązki



Cechy i korzyści:

- Wysoka początkowa odporność na rozciąganie
- Nadzwyczajna giętkość szwu sprawia, że jest wyjątkowo poręczny
- Dzięki unikalnej plecionej strukturze i powleczeniu posiada gładką powierzchnię, co ułatwia przejście przez tkanki nie traumatyzując ich
- Bezpieczeństwo węzła




* Symbol „+” w nazwie Safil® Quick⁺ został wprowadzony w celu identyfikacji nowego szwu wysokiej jakości oraz jego parametrów i właściwości.








Safil® Quick⁺

Charakterystyka produktu:










Struktura	Pleciona
Kolor	Bezbarwny
Skład chemiczny	Kwas poliglikolowy
Powleczenie	Glikonat
Materiał	Syntetyczny
Rozmiary	USP 7/0- USP 2
Zdolność podtrzymywania tkankowego	50% - 5 dni po zaimplantowaniu
Absorpcja	około 42 dni (proces hydrolizy)
Sterylizacja	Tlenek etylenu









Safil® Quick+

Igła			Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
kąt	długość mm	średnica mikrony		10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2
3/8 koła igła mikrolancetowata											
137°	DLm 6s 	6,6 mm 200μ	30 bezbarny				G1046621				
137°	2xDLm 6s 	6,6 mm 200μ	45 bezbarny				G1046711				
1/4 koła igła lancetowata z zakończeniem Micro- point											
90°	VLM 10 	330μ	45 bezbarny					G1046734			










Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
HR 13 	70 bezbarny	C1046001	C1046002						
HR 17 	70 bezbarny	C1046011	C1046012	C1046013	C1046014				
HR 22 	45 70 90 bezbarny				C1046024 C1046029	C1046030	C1046031 C1046301		
HR 26 	70 bezbarny			C1046040	C1046041	C1046042	C1046043		
HR 26s 	70 bezbarny						C1046090	C1046091	C1046092
HR 30 	70 bezbarny				C1046046	C1046047	C1046048	C1046049	
HR 30s 	70 bezbarny								C1046053








Safil® Quick+

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
1/2 koła igła okrągła										
 HR 37	70 bezbarny						C1046005	C1046006		
 HR 37s	45 90 140 bezbarny						C1046590 C1046595 C1046591	C1046596	C1046597	
 HR 40s	70 90 bezbarny						C1046467	C1046556	C1046557	C1046559 C1046558
 HR 40s odczepiana	3x45 bezbarny						B1046100			
 HR 43s	90 bezbarny							C1046506	C1046507	
 HR 48	90 140 bezbarny						C1046180	C1046661 C1046054	C1046663	C1046665
 HR 65	90 bezbarny							B1046095		
 HR 76	150 bezbarny								B1046175	
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu tępym										
 HRN 75	90 bezbarny						B1046604	B1046605		







Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
5/8 koła igła okrągła									
 FR 26	90 bezbarwny							C1046083	
 FR 36	90 bezbarwny							C1046078	C1046079
 FR 40	90 bezbarwny						C1046018	C1046019	C1046020
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 HRT 37	90 bezbarwny						C1046651	C1046652	C1046653
 HRT 40	90 bezbarwny							C1046003	C1046004
 HRT 43	90 bezbarwny						C1046664	C1046662	C1046365
 HRT 43s	90 bezbarwny						C1046670		
 HRT 48	90 bezbarwny							C1046374	C1046375







Safil® Quick+

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 DRT 12	70 bezbarny		C1046311						
 DRT 18	70 bezbarny			C1046320	C1046321				
1/2 koła igła odwrotnie tnąca									
 HS 18	45 70 bezbarny			C1046226		C1046227			
 HS 23	45 70 bezbarny			C1046229	C1046230			C1046140	
 HS 26	70 bezbarny							G1046142	
 HS 37s	70 90 bezbarny						C1046240	G1046441 C1046241	G1046442 C1046242
 HS 40s	90 bezbarny							C1046586	C1046587
 HS 48	90 bezbarny							C1046525	
1/2 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro- point- plastyczna/ kosmetyczna									
 HSMP 23	45 bezbarny					C1046400			

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła odwrotnie tnąca									
DS 12 	70 bezbarwny		C1046202	C1046203					
DS 16 	70 bezbarwny		C1046212	C1046213	C1046214				
DS 19 	45 70 90 bezbarwny		C1046219 C1046419	C1046220 C1046420	C1046221 C1046421 C1046224	C1046422			
DS 24 	45 70 90 bezbarwny			C1046234	C1046535 C1046235	C1046536 C1046236	C1046237 C1046636		
DS 30 	90 bezbarwny				C1046246	C1046247	C1046248		
DS 39 	90 bezbarwny					C1046455			
5/8 koła igła odwrotnie tnąca									
FS 25 	70 bezbarwny				C1046262				

Safil® Quick+

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro-point – plastyczna/ kosmetyczna									
DSMP 11 	45	C1046607	C1046610						
	70 bezbarwny	C1046603							
DSMP 13 	45		C1046619	C1046620					
	bezbarwny								
DSMP 16 	45		C1046611						
	70 bezbarwny			C1046685					
DSMP 19 	45			C1046629	C1046630	C1046631			
	70 bezbarwny		C1046528	C1046529	C1046530	C1046531			
DSMP 24 	70				C1046657	C1046658			
	bezbarwny								
DSMP 35 	70				C1046148				
	bezbarwny								

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
igła prosta odwrotnie tnąca									
GS 13 	45 bezbarny			C1046208					
GS 45 	70 bezbarny				C1046515				
GS 51 	70 90 bezbarny			C1046271	C1046272	C1046273	C1046274		C1046779
GS 60 	70 bezbarny				C1046409	C1046410			
GS 65 	90 bezbarny								B1046118
igła okrągła prosta									
2xGR 51 	45 bezbarny				C1046810				

Safil® Quick+

Podwiązki

	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Nici przycięte										
	3x45 bezbarwny				C1037625	C1037626	C1037627	C1037628		
	6x45 bezbarwny			C1037004	C1037005	C1037006	B1037007	C1037008		
	2x70 bezbarwny					C1037026	C1037027	C1037028	C1037029	
	5x70 bezbarwny			C1037444	C1037445	C1037446	C1037447	B1037448	B1037449	
	1x150 bezbarwny			C1037705		C1037706	C1037692	C1037694	C1037693	
Szpulki z podwiązkami										
	1x250 bezbarwny				G1037015	G1037016	G1037017	G1037018	G1037020	