



Kompresy z gazy, sterylne

z nitką kontrastującą RTG

Opis artykułu:

Gotowe do użycia kompresy z gazy bawełnianej, 100% bawełna. Do chirurgicznego inwazyjnego opatrywania ran oraz pochłaniania wydzielin z ran. Brzegi kompresów są podwijane, co zapobiega strzępieniu się nitek. Nitka kontrastująca RTG ułatwia identyfikację wyrobu w polu operacyjnym.

Materiał:

Gaza bawełniana 17nitek 100% Bawełna
DIN EN 14079

Kolor:

biały

Gęstość:

17-nitek: 23,0 g/m²

Okres ważności:

5 Lat

Zapewnienie jakości:

MPG, Dyrektywa 93/42/EWG wraz ze zmianami dyrektywy 2007/47 EWG
DIN EN 14079; DIN ISO17665-1

Oznaczenie CE:

na każdym poziomie opakowań

Zastosowanie:

Do chirurgicznego, inwazyjnego opatrywania ran i pochłaniania wydzielin.

Rozmiar

5cm x 5cm
7,5cm x 7,5cm
10cm x 10cm
10 x 12,5 cm
10cm x 20cm

Szt./Opak.

100 Szt./Opak.
100 Szt./Opak.
100 Szt./Opak.
100 Szt./Opak.
100 Szt./Opak.

Opak./Karton

10 Opak./Karton
10 Opak./Karton
10 Opak./Karton
8 Opak./Karton
5 Opak./Karton

Warstwy:

8-warstw, 12-warstw, 16-warstw, 24-warstwy, 32-warstwy

Na państwa życzenie można zamówić kompresy o różnej gęstości, wielkości i ilości warstw.

Klasyfikacja:

Produkt medyczny Klasy II a reguła 7

