

Monosyn® Quick

Szwy wchłaniaalne

Opis

Monosyn® Quick jest syntetycznym, monofilamentowym szwem o krótkim okresie podtrzymywania, wykonanym z glikonatu. Monosyn® Quick zapewnia doskonałe właściwości poręczności i bezpieczeństwa węzła. Rekomendowany jest do zespożeń tkanek miękkich o szybkim procesie gojenia dla różnych dyscyplin.

Użycie Monosyn® Quick gwarantuje doskonały rezultat kosmetyczny.

Właściwości:

- 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 6-7 dniach od zaimplantowania
- 30- 20% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10 dniach od zaimplantowania
- 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 14- 21 dniach od zaimplantowania
- Całkowita absorpcja masy szwu – 56 dni.

Wskazania:

- Chirurgia plastyczna
- Odontologia i otolaryngologia
- Ginekologia i położnictwo
- Urologia i pediatria
- Szycie skóry, szew śródskórny



Cechy i korzyści:









- Krótki profil podtrzymywania- redukuje ryzyko infekcji i przyspiesza proces gojenia
- Szybka absorpcja- redukuje ryzyko powstania zapalenia
- Wyjątkowo poręczny- giętkość szwu, łatwość wiązania i pewność węzła
- Minimalna pamięć materiału- atraumatyczna penetracja
- Struktura monofilamentowa- redukuje ryzyko infekcji i traumatyzacji tkanek










Monosyn® Quick

Charakterystyka produktu:









Struktura	Monofilament
Kolor	Bezbarwny
Skład chemiczny	Glikonat (72% glikolid, 14% kaprolakton, 14% węglan trimetylenu)
Powleczenie	Niepowlekany
Materiał	Syntetyczny
Rozmiary	USP 6/0- USP 1
Zdolność podtrzymywania tkankowego	50%- 6-7 dni po zaimplantowaniu
Absorpcja	56 dni (proces hydrolizy)
Steryliczacja	Tlenek etylenu










Monosyn® Quick

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
 HR 13	45	C0025193	C0025194	C0025195					
	70	C0025206	C0025207						
	bezbarny								
 HR 17	45	C0025216	C0025225						
	70		C0025051	C0025052	C0025053				
	bezbarny								
 HR 22	45				C0025160				
	70			C0025245	C0025246	C0025247			
	bezbarny								
 HR 26	70			C0025057	C0025058	C0025059	C0025060		
	bezbarny								
 HR 26s	70					C0025361	C0025165		
	bezbarny								
 HR 30	70					C0025294	C0025295	C0025296	
	bezbarny								
 HR 37s	70				C0025064	C0025065	C0025066	C0025067	
	90				C0025070	C0025071	C0025072	C0025073	
	bezbarny								
 2xHR 37s	90					C0025189	C0025188		
	bezbarny								






Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
 HR 40s	70						C0025076	C0025077	C0025078
	90 bezbardwny				C0025080			C0025082	C0025083
 HR 43	70 bezbardwny						C0025176		
 HR 43s	70						C0025175		
	90 bezbardwny						C0025370		
 HR 48	90 bezbardwny						C0025086	C0025087	C0025088
 HR 65	90 bezbardwny						B0025261		
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu tępy									
 HRN 35	70 bezbardwny						C0025177		
5/8 koła igła okrągła									
 FR 26	70 bezbardwny				C0025046	C0025047			
 FR 36	70 bezbardwny					C0025118	C0025119		
 FR 40	70 bezbardwny						C0025108		







Monosyn® Quick

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Igła prosta okrągła									
 GR 19	45 bezbarny		C0025114	C0025115					
Igła prosta odwrotnie tnąca									
 GS 51	70 bezbarny			C0025180	C0025181	C0025182	C0025172		
 GS 60	70 bezbarny				C0025186				
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 HRT 17	70 bezbarny		C0025152						
 HRT 37	90 120 bezbarny					C0025091 C0025096	C0025092	C0025093	
 HRT 37s	70 bezbarny					C0025103			
 HRT 43	90 bezbarny						C0025284	C0025285	
 HRT 48	70 90 bezbarny						C0025173 C0025275		

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 DRT 12	45 bezbarny	C0025235							
 DRT 18	45 70 bezbarny		C0025236		C0025313	C0025314			
1/2 koła igła odwrotnie tnąca									
 HS 15	45 bezbarny		C0025143						
 HS 18	70 bezbarny				C0025379				
 HS 23	45 bezbarny			C0025388	C0025389				
 HS 37	70 bezbarny						C0025174		
 HS 37s	90 bezbarny					C0025265	C0025266		
 2xHS 37s	70 bezbarny					C0025109			
 HS 40s	90 bezbarny						C0025256	C0025257	

Monosyn[®] Quick

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła odwrotnie tnąca									
DS 12 	45	C0025134	C0025135 C0025323	C0025136 C0025304	C0025169				
	70								
DS 16 	45		C0025125 C0025331	C0025126 C0025332	C0025333				
	70								
DS 19 	45	C0025005	C0025001 C0025006	C0025002 C0025007	C0025003 C0025008	C0025009			
	70								
DS 24 	45			C0025011	C0025351 C0025012	C0025352 C0025013	C0025342		
	70								
DS 30 	70				C0025014	C0025015	C0025107		
	bezbarny								

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła odwrótnie tnąca z zakończeniem Micro- point- plastyczna/ kosmetyczna									
 HSMP 15	45 bezbarwny			C0025101					
3/8 koła igła odwrótnie tnąca z zakończeniem Micro- point- plastyczna/ kosmetyczna									
 DSMP 11	45 70 bezbarwny	C0025020 C0025110	C0025021 C0025112						
 DSMP 13	45 70 bezbarwny	C0025023 C0025111	C0025024 C0025113	C0025025 C0025337					
 DSMP 16	45 bezbarwny	C0025027	C0025028	C0025029	C0025030				
 DSMP 19	45 70 bezbarwny		C0025031	C0025032 C0025036	C0025033 C0025037	C0025038			
 DSMP 24	45 70 bezbarwny			C0025039 C0025042	C0025040 C0025043	C0025044			

Podwiązki

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Nici przycięte									
	1x150 bezbarwny				C0025320	C0025317			