

# Sangustop®

## Środek do miejscowej hemostazy wszystkich rodzajów krwawień


### Opis

Sangustop® to wydajny i uniwersalny hemostatyk o mikroporowatej strukturze. Wykonany jest z włókien kolagenowych pochodzenia wołowego o dużej gęstości i dodatkowo zawiera ryboflawinę.

Sangustop® jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów krwawień (od przesączeń do ciężkich krwotoków) i może być stosowany w operacjach klasycznych i laparoskopowych.

### Wskazania:

- Krwawienia podczas wykonywanych zespoleń
- Krwawienia kapilarne
- Sączenia
- Resekcja wątroby
- Wycięcie pęcherzyka żółciowego
- Urazy wątroby
- Usunięcie jajnika
- Tętniak Aorty Brzuszej
- Usunięcie wątroby/ nowotwór
- Krwawienie podczas wykonywanych zespoleń w zabiegach przeszczepów naczyniowych
- Nefrektomia
- Zabiegi dot. tętnicy szyjnej
- Histerektomia
- Lobektomia
- CABG



- Dostęp angio/dializa
- Procedury dot. zastawki

### Zalety:

- Produkt gotowy do użycia
- Doskonałe przyleganie do krwawiących powierzchni
- Obie strony równie aktywne- łatwa aplikacja
- Łatwy w użyciu w zabiegach chirurgii małoinwazyjnej- zachowuje zwartą strukturę po wprowadzeniu przez trokar
- Absorpcja około 3 tygodni, w procesie fagocytozy i rozkładu enzymatycznego
- Może być stosowany jako materiał nośny dla antybiotyków lub środków krzepnięcia

Rozmiar	Ilość sztuk/ Opakowanie	Numer katalogowy
5 x 8 cm	1 sztuka	1069400
5 x 8 cm	2 sztuki	1069550
5 x 8 cm	4 sztuki	1069500
3 x 5 cm	4 sztuki	1069600